

BALANCE

Chytrá váha



Uživatelský manuál

proove

Synchronizace jedním kliknutím



iOS App



Android App

Mobilní zařízení



iOS 7.0



Android 4.3



Bluetooth 4.0

První použití

1. Instalace baterií

Otevřete dvířka přihrádky na baterie a vložte baterie se správnou polaritou.

2. Instalace aplikace

Naskenujte QR kód výše nebo si stáhněte aplikaci „FitGo“ z App Storu nebo Android Google Play.

3. Registrace

Zapněte Bluetooth na mobilním zařízení, spusťte aplikaci „FitGo“ a postupujte podle jejích pokynů.

12 parametrů v 1 měření



Hmotnost



BMI



Tuk



Voda



Sval



Kost



BMR



Stupeň obezity



Viscerální tuk



Bílkoviny



Tělesný věk



Hmotnost bez tuku

Více uživatelů

8 uživatelů sdílí jeden uživatelský účet v zařízení.

Cílová hmotnost

Uživatelé si mohou nastavit vlastní cílovou hmotnost a přizpůsobit si tak svůj vlastní zdravotní plán.

Pozor

1. Nepoužívejte váhu u osob s tělesnými implantáty, jako je kardiostimulátor, umělé končetiny, antikoncepční pomůcky nebo kovové destičky či šrouby. Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo nepřesné výsledky. V případě pochybností se poraďte s lékařem.
2. Zajistěte dobrý kontakt mezi bosýma nohama a kovovými elektrodami, jinak bude váha zobrazovat pouze vaši hmotnost.
3. Ujistěte se, že váha je na rovném, rovném a pevném povrchu. Vyhněte se koberci nebo měkkým povrchům.
4. Povrch váhy bude kluzký, pokud bude mokrá. Před použitím se ujistěte, že sklo i vaše nohy jsou suché.
5. Tato váha není vodotěsná. Nevystavujte ji vlhkosti.
6. Váhu čistěte mírně navlhčeným hadříkem. K čištění váhy nepoužívejte žádné chemické/abrazivní čisticí prostředky.
7. Pokud váhu nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie.
8. Spotřebič je určen výhradně pro domácí použití.
9. Děti by měly být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály
10. Při prvním vážení je velký rozdíl v údajích o hmotnosti.

Elektronická váha se automaticky seřídí při prvním použití nebo po přemístění. Vážená data zahrnují hmotnost samotného produktu a přesná data lze získat opětovným vážením.

11. Proč se data o vážení liší v závislosti na podkladu?

Vzhledem k vysoce citlivým senzorovým systémům elektronických vah je nutné váhu umístit na rovný a pevný povrch (například na nerovný povrch nebo na koberec či pěnovou rohožku, což způsobí nepřesnost dat o vážení).

12. Důvody nekonzistentních dat o vážení.

Nestabilní postoj: třes těla atd. ztěžuje uložení dat během vážení.

Doporučuje se stát stabilně uprostřed elektronické váhy.

Faktor terénu: Pokud je podklad nerovný nebo umístěn na nestabilním povrchu, jako je koberec, pěnová podložka atd., data o vážení budou nesprávná.

Důležitý bod: Doporučuje se stát stabilně uprostřed elektronické váhy.

Specifikace

Materiál: ABS plast + tvrzené sklo

Maximální nosnost: 180 kg

Baterie: 2 x AAA baterie

Podpora: Bluetooth

LED displej: 75 x 31 mm

Rozměry výrobku: 280 x 280 x 22 mm



PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz