

Xiaomi Oclean Flow

Elektrický zubní kartáček



Uživatelský manuál

Bezpečnostní pokyny

Díky vysoké rychlosti vibrací, začátky používání kartáčku nemusí být pohodlné. Po cca 7-14 dnech používání si uživatel zvykne.

Pokud kartáček nebude dlouhodobě používat, časem se vybije (pohotovostní režim). Kartáček nabijte. Může se stát, že baterie bude úplně vybitá a indikátor nabíjení nebude svítit. Vyčkejte cca 6-10 min. Poté kartáček bude opět zobrazovat stav nabíjení.

Během nabíjení se kartáček zahřívá. Tento stav je zcela normální. Pokud ovšem bude kartáček extrémně teplý, kartáček vypněte nebo ho odpojte od zdroje napětí. A pošlete ho do autorizovaného servisu.

Při výměně hlavice, používejte pouze hlavice Oclean. Výrobce ani distributor nenese zodpovědnost za škody způsobené jinou hlavicí.

Kartáček je určen pouze pro jednu osobu. Nesdílejte kartáček s jinou osobou. Používejte kartáček pouze k čištění zubů.

Kartáček uchovávejte mimo dosah slunečních paprsků, v suchém a čistém prostředí.

Nedoporučuje se

kartáček používat pokud jste po operaci úst, máte nějaké onemocnění typu rakovina ústní dutiny, paradentózu nebo jiné nemoci ústní dutiny. Konzultujte se svým lékařem.

Dále lidem s psychickými nebo mentálními potížemi, mající umělé zuby, anebo lidem s citlivými zuby. Zařízení není vhodné pro děti od 0-12 let. Děti si mohou čistit zuby pouze za přítomnosti dospělé osoby.

Popis

Tlačítko	
Zapnout/vypnout.....	
Ranní režim.....	
Noční režim.....	
Čistící režim.....	
Režim bělení.....	
Měkký režim.....	



Tlačítko

zapnout/vypnout

Povolit: krátce stiskněte
Přepínání mezi režimy:
5 s po zapnutí zařízení
stiskněte krátce a
přepínejte mezi
uvedenými režimy. LED
každého režimu se bude
pomalu
rozsvěcovat/problikávat.

Vypnutí:

1. V měkkém režimu stiskněte tlačítko a zařízení vypne.
2. Vypněte také krátkým stisknutím v rámci 5 s, kdy LED svítí normálně.
3. Zařízení se automaticky po 2 min činnosti automaticky vypne.

Nízký stav baterie:

Pokud bude stav baterie pod 10 %, LED kolem tlačítka bude svítit červeně (po zapnutí zařízení).

Programy čištění

5 režimů: Ranní, noční, čistící, bělicí a měkký režim

Ranní režim: v porovnání s nočním režim, intenzita/tlak čištění je menší, efektivní odstranění očního plaku.

Noční režim: vyšší intenzita/tlak čištění, odstranění plaku a zbytky jídla po celém dni.

Čistící režim: v porovnání s nočním režimem, relativně jemnější čištění, použití na běžné a obyčejné čištění.

Bělicí režim: efektivně odstraní plak po konzumaci kávy, čaje, vína a po kouření.

Měkké čištění: režim je šetrný k dásním, k odstranění plaku, pro uživatele s alergií.

Nabíjení

Otevřete spodní část zařízení. Spojte typ-C rozhraní portu se zařízením.

Druhou část vložte do síťového adaptéru. Bílá LED svítí během nabíjení.

Před prvním použitím, zařízení nabijte.

Nízký stav baterie: Pokud bude stav baterie pod 10 %, LED kolem tlačítka bude svítit červeně (po zapnutí zařízení).

Upozornění

Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nemanipulujte. Zařízení nabíjejte s adaptérem 5V/1A nebo 5V/2A (adaptér pro nabíjení mobilního telefonu). Pokud použijete adaptér s proudem méně než 1 A, doba nabíjení se prodlouží. Pokud použijete adaptér s napětím vyšším než 5 V, hrozí riziko poškození zařízení. Zařízení nevhazujte do ohně. Jinak hrozí riziko exploze. Pokud je baterie zařízení nějak poškozená, zařízení nepoužívejte. Hrozí riziko poranění. Zařízení skladujte mimo prostředí s extrémními teplotami.

Technika čištění



Údržba

Horní část kartáčku opláchněte vodou (štetinky). Kartáček nevyndávejte ze zařízení. Poté osušte.

Specifikace

Název: Oclean Sonic Electric Toothbrush

Model: F5002

IP vodotěsnost: IPX7

Výkon: 5 W

Nabíjení: Typ-C

Vstup: 5 V = 1 A

Doba provozu: ≤180 dní*

Kapacita baterie: 2500 mAh**

Doba nabíjení: ≤5 h***

Standard: GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008

*Validováno na 2 čistící procesy za den, 2 min čištění každého režimu

**baterie má toleranci ±50 mAh

***použijte adaptér od mobilního telefonu 5V/1A

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz