

SET PÉČE O NOHY A PATY

10v1




Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím přečtete uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Brusné kotouče jsou určeny z hygienických důvodů pouze pro jednoho uživatele.

Popis

Zařízení je určeno k odstranění tvrdé kůže z chodidel. Zanechává chodidla hedvábně jemná a hladká. Ošetření chodidel lze udělat jak za mokra, tak i za sucha. Zařízení nabízí ergonomický tvar a design.



- A – Ochranný kryt
- B – Brusná hlava
- C – Tlačítko zapnout/vypnout + ovládání rychlosti
- D – LED indikátor
- E – USB nabíjecí port
- F – Štětce a prostor pro nečistoty
- G – USB nabíjecí kabel

Varování/důležité

1. Zařízení použijte pouze na chodidla a paty.
2. Brusný kotouč je určen pouze pro jednoho uživatele (hygienické důvody). Kotouče nesdílejte s dalšími uživateli.
3. Zařízení nepoužívejte, pokud trpíte diabetem nebo špatnou cirkulací krve.
4. Pokud trpíte vyrážkou, ekzémem nebo jiným onemocněním chodidel, používání konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.
5. Zařízení použijte na každé místo po dobu 2-3 s.
6. Zařízení nepoužívejte, pokud je kůže zarudlá, hnisavá nebo jsou na ní puchýře.
7. Nepoužívejte zařízení na místech, kde jsou rány, bradavice nebo vředy.
8. Pokud během používání zaznamenáte bolest, ihned přestaňte zařízení používat.
9. Při nadměrném používání hrozí riziko podráždění kůže.
10. Pokud vyrážka, podráždění nebo krvácení přetrvává, navštivte lékaře.
11. Zařízení slouží pouze k domácímu pokojovému použití. Zařízení nepoužívejte venku.
12. Chraňte zařízení před dětmi. Chraňte zařízení před osobami s mentálními, fyzickými nebo psychickými potížemi. Uvedené osoby mohou zařízení použít pouze pod dozorem poučené osoby.
13. Chraňte zařízení před přímými slunečními paprsky.
14. Zařízení skladujte na suchém a bezprašném místě při teplotě 5-35 °C. Nabíjecí kabel nepřehýbejte.
15. Zařízení nepoužívejte, pokud nebude nasazen brusný kotouč.
16. Do zařízení nekládejte žádné předměty.
17. Během používání, chraňte si vlasy, nehty, obočí, oči, oblečení, kabely, tkaničky atd. Jinak hrozí riziko poranění nebo poškození zařízení.
18. Na dané místo netlačte velkou silou.
19. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte.

Nabíjení

Před prvním použitím zařízení plně nabijte. Zařízení nabíjejte alespoň 2 h. Po plném nabití lze zařízení používat po dobu cca 60 min. Doba závisí na aktuálních podmínkách a stavu kůže. Zařízení nabíjejte, používejte a skladujte při teplotě v rozmezí 5-35 °C. Zařízení nabíjejte cca 2,5 h. Zařízení nenabíjejte déle jak 12 h.

1. Zařízení vypněte. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 3 s.
2. Do portu zařízení vložte nabíjecí kabel. Dbejte na správnou orientaci zasunutí kabelu.

Během nabíjení, na displeji bude zobrazena hodnota stavu baterie. Zařízení je plně nabito ve chvíli, kdy hodnota dosáhne 100 %.

Použití

1. Nejprve kůži očistěte a umyjte.
 2. Sejměte ochranný kryt brusného kotouče. Ujistěte se, že je brusná hlava správně nainstalována na těle zařízení.
 3. Stiskněte a přidržte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 3 s a zařízení zapněte. Zařízení se zapne s převodem 1 (ONE, výchozí nastavení). Poté krátce stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a přejděte na převod 2 (TWO).
 4. Hlavu zařízení namiřte na požadované místo. Každému místu věnujte cca 2-3 s. Příliš na zařízení netlačte. Jinak zařízení přestane pracovat. Zařízení po chvíli zastavte a ověřte si, zda je dané místo řádně očištěno.
 5. Po ukončení práce, stiskněte a přidržte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 3 s a zařízení vypněte.
 6. Očištěné místo poté otřete vlhkým ručníkem.
 7. Poté očistěte hlavu zařízení.
 8. Nakonec na brusnou hlavu umístěte ochranný kryt.
- Poznámka: symbol na krytu ▲ zarovnejte se symbolem I na zařízení. Zatlačte a krytku zacvakněte.


Výměna brusné hlavy

1. Postupujte podle obrázku níže. Uchopte držák a zahnuté drážky umístěte pod brusnou hlavu. Poté na obou koncích stiskněte držák a zatáhněte. Vyjměte brusnou hlavici.
2. Poté nainstalujte do zařízení novou hlavici. Nasadte ji a zatlačte. Uslyšíte cvaknutí. Hlavice je poté správně nainstalována. Před použitím se ujistěte, že je hlavice správně nainstalována.



Údržba a čištění

Poznámka: Po použití, zařízení očistěte. Zařízení je voděodolné. Odstraňte ochranný kryt, brusnou hlavu a odklopte prostor pro nečistoty. Použijte štetceček a poté opláchněte jej pod tekoucí vodou. Během čištění, zařízení nezapínejte.



K čištění nepoužívejte slanou vodu a vodu o teplotě nad 60 °C, benzín, alkohol a jiné korozivní kapaliny a detergenty. Zařízení je vodotěsné s krytím IPX6.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Fuß- und Fersenpflegeset 10in1




Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Aus hygienischen Gründen sind Schleifscheiben nur für den Gebrauch durch einen einzelnen Benutzer bestimmt.

Beschreibung

Das Gerät entfernt Hornhaut an den Füßen und hinterlässt sie seidig weich und geschmeidig. Die Fußbehandlung kann sowohl nass als auch trocken durchgeführt werden. Das Gerät zeichnet sich durch seine ergonomische Form und sein Design aus.



- A – Schutzhülle
- B – Schleifkopf
- C – Ein-/Ausschalter + Geschwindigkeitsregelung
- D – LED-Anzeige
- E – USB-Ladeanschluss
- F – Bürsten- und Schmutzfach
- G – USB-Ladekabel

Warnung/Wichtig

1. Verwenden Sie das Gerät nur an den Füßen und Fersen.
2. Die Schleifscheibe ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt (aus hygienischen Gründen). Teilen Sie die Scheiben nicht mit anderen Benutzern.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie an Diabetes oder Durchblutungsstörungen leiden.
4. Wenn Sie an einem Hautausschlag, Ekzem oder einer anderen Fußkrankung leiden, konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt.
5. Wenden Sie das Gerät an jeder Stelle 2-3 Sekunden lang an.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Haut gerötet, eitergefüllt oder mit Blasen übersät ist.
7. Das Gerät darf nicht auf Stellen angewendet werden, an denen Wunden, Warzen oder Geschwüre vorhanden sind.
8. Sollten Sie während der Benutzung Schmerzen verspüren, beenden Sie die Benutzung des Geräts sofort.
9. Übermäßiger Gebrauch kann zu Hautreizungen führen.
10. Sollten Hautausschlag, Reizungen oder Blutungen anhalten, suchen Sie einen Arzt auf.
11. Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
12. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Personen mit geistigen, körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen auf. Diese Personen dürfen das Gerät nur unter Aufsicht einer unterwiesenen Person verwenden.
13. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.
14. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort bei einer Temperatur von 5-35 °C. Das Ladekabel darf nicht geknickt werden.
15. Das Gerät darf nicht ohne aufgesetzte Schleifscheibe verwendet werden.
16. Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein.
17. Schützen Sie während der Benutzung Ihre Haare, Nägel, Augenbrauen, Augen, Kleidung, Kabel, Schnürsenkel usw. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts.
18. Drücken Sie nicht zu fest auf die Stelle.
19. Das Gerät darf in keiner Weise auseinandergenommen oder manipuliert werden.

Laden

Laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung vollständig auf. Laden Sie das Gerät mindestens 2 Stunden lang auf.

Nach vollständiger Aufladung kann das Gerät ca. 60 Minuten lang verwendet werden. Die tatsächliche Nutzungsdauer hängt von den Umgebungsbedingungen und dem Hautzustand ab. Laden, verwenden und lagern Sie das Gerät bei einer Temperatur zwischen 5 und 35 °C. Die Ladezeit beträgt ca. 2,5 Stunden. Laden Sie das Gerät nicht länger als 12 Stunden auf.

1. Schalten Sie das Gerät aus. Halten Sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt.
2. Stecken Sie das Ladekabel in den Anschluss des Geräts. Achten Sie darauf, dass das Kabel richtig herum eingesteckt ist.

Während des Ladevorgangs wird der aktuelle Akkustand auf dem Display angezeigt.

Das Gerät ist vollständig aufgeladen, wenn der Wert 100 % erreicht.

Verwenden

1. Reinigen und waschen Sie zuerst Ihre Haut.
 2. Entfernen Sie die Schutzabdeckung der Schleifscheibe. Stellen Sie sicher, dass der Schleifkopf korrekt am Gerätegehäuse montiert ist.
 3. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät schaltet sich in Stufe 1 (Standardeinstellung) ein. Drücken Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste kurz, um in Stufe 2 (Zwei) zu schalten.
 4. Richten Sie den Gerätekopf auf die gewünschte Stelle. Verweilen Sie etwa 2–3 Sekunden an jeder Stelle. Drücken Sie das Gerät nicht zu fest. Andernfalls funktioniert es nicht mehr.
- Schalten Sie das Gerät nach einer Weile aus und überprüfen Sie, ob der Bereich ordnungsgemäß gereinigt wurde.
5. Nach Beendigung der Arbeit den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten.
 6. Wischen Sie die gereinigte Fläche anschließend mit einem feuchten Tuch ab.
 7. Reinigen Sie anschließend den Gerätekopf.
 8. Zum Schluss setzen Sie die Schutzkappe auf den Schleifkopf.

Hinweis: Richten Sie das Symbol auf der Abdeckung  an dem Symbol  auf dem Gerät aus.

Drücken Sie die Kappe fest und lassen Sie sie einrasten.

Austausch des Schleifkopfes

1. Folgen Sie der Abbildung unten. Halten Sie die Halterung fest und platzieren Sie die gebogenen Nuten unter dem Schleifkopf. Drücken Sie dann die Halterung an beiden Enden zusammen und ziehen Sie sie heraus. Entfernen Sie den Schleifkopf.
2. Setzen Sie anschließend den neuen Kopf in das Gerät ein. Führen Sie ihn ein und drücken Sie ihn hinein. Sie hören ein Klicken. Der Kopf ist dann korrekt installiert. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Kopf korrekt installiert ist.



Wartung und Reinigung

Hinweis: Reinigen Sie das Gerät nach Gebrauch. Das Gerät ist wasserdicht. Entfernen Sie die Schutzabdeckung und den Schleifkopf und klappen Sie den Schmutzbehälter heraus. Verwenden Sie eine Bürste und spülen Sie ihn anschließend unter fließendem Wasser ab. Schalten Sie das Gerät während der Reinigung nicht ein.



Verwenden Sie zur Reinigung kein Salzwasser, Wasser über 60 °C, Benzin, Alkohol oder andere ätzende Flüssigkeiten und Reinigungsmittel. Das Gerät ist wasserdicht (Schutzart IPX6).

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9

Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

LÁB- ÉS SAROKÁPOLÓ KÉSZLET

10v1




Felhasználói kézikönyv

Kérjük, az első használat előtt olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

Higiéniai okokból a csiszolókorongok csak egy felhasználó számára készültek.

Leírás

A készüléket úgy tervezték, hogy eltávolítsa a kemény bőrt a lábokról. A lábakat selymesen puhává és simává varázsolja. A lábkezelést nedvesen és szárazon is lehet végezni. A készülék ergonomikus formát és kialakítást kínál.



- A - Védőburkolat
- B - Csiszolófej
- C - Be/Ki gomb + sebességszabályozó
- D - LED kijelző
- E - USB töltőport
- F - Kefe- és szennyeződésrekesz
- G - USB töltőkábel

Figyelmeztetés/fontos

1. A készüléket csak a lábfejen és a sarkakon használja.
2. A csiszolókorongot csak egy felhasználó számára tervezték (higiéniai okokból). Ne ossza meg a korongokat más felhasználókkal.
3. Ne használja a készüléket, ha cukorbetegségben vagy gyenge vérkeringésben szenved.
4. Ha Ön kiütésekben, ekcémában vagy más lábbetegségben szenved, a használatról konzultáljon orvosával.
5. Alkalmazza a készüléket minden egyes ponton 2-3 másodpercig.
6. Ne használja a készüléket, ha a bőr vörös, gennyes vagy hólyagos.
7. Ne használja a készüléket olyan területeken, ahol sebek, szemölcsök vagy sebek vannak.
8. Ha használat közben fájdalmat érez, azonnal hagyja abba a készülék használatát.
9. Túlzott használat esetén fennáll a bőrirritáció veszélye.
10. Ha a kiütés, irritáció vagy vérzés továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.
11. A készülék kizárólag otthoni szobai használatra szolgál. Ne használja a készüléket kültéren.
12. Védje a készüléket a gyermekektől. Védje a berendezést a szellemi, fizikai vagy pszichikai fogyatékkal élő személyektől. Az ilyen személyek a készüléket csak beavatott személy felügyelete mellett használhatják.
13. Védje a berendezést a közvetlen napfénytől.
14. Tárolja a készüléket száraz és pormentes helyen, 5-35 °C hőmérsékleten. Ne terhelje túl a töltőkábelt.
15. Ne használja a gépet, ha a csiszolótárcsa nincs felszerelve.
16. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékbe.
17. Használat közben védje haját, körmeit, szemöldökét, szemét, ruháit, táskáit, cipőfűzőit stb. Ellenkező esetben fennáll a sérülés vagy a berendezés károsodásának veszélye.
18. Ne gyakoroljon nagy nyomást a területre.
19. Ne szedje szét a berendezést, és ne babrálja meg.

Töltés

Az első használat előtt tölts fel teljesen a készüléket. Legalább 2 órán keresztül tölts a készüléket.

Teljes feltöltés után a készülék körülbelül 60 percig használható. Az idő a tényleges körülményektől és a bőr állapotától függ. A készüléket 5-35 °C közötti hőmérsékleten tölts fel, használja és tárolja. A készüléket kb. 2,5 órán keresztül tölts fel. 12 óránál tovább ne tölts a készüléket.

1. Kapcsolja ki a készüléket. Nyomja meg a be/ki gombot 3 másodpercig.
2. Helyezze be a töltőkábelt a készülék csatlakozójába. Ügyeljen arra, hogy a kábel a megfelelő tájolásban legyen behelyezve.

Töltés közben a kijelzőn megjelenik az akkumulátor töltöttségi szintje. A készülék teljesen feltöltött, amikor az érték eléri a 100%-ot.

Használja a címet.

1. Először tisztítsa meg és mossa meg a bőrt.
 2. Távolítsa el a csiszolókorong védőburkolatát. Győződjön meg arról, hogy a csiszolófej megfelelően van-e felszerelve a géptestre.
 3. Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot, és kapcsolja be a készüléket. A készülék az 1. fokozatban (ONE, alapbeállítás) fog bekapcsolni. Ezután nyomja meg röviden a be-/kikapcsoló gombot, és kapcsoljon át a 2. fokozatra (TWO).
 4. Irányítsa a készülék fejét a kívánt helyre. Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a készülékre. Ellenkező esetben a készülék nem fog működni. Egy idő után állítsa le a készüléket, és ellenőrizze, hogy a folt megfelelően megtisztult-e.
 5. Ha végzett, nyomja meg és tartsa lenyomva a be/ki gombot 3 másodpercig, és kapcsolja ki a készüléket.
 6. Ezután törölje át a megtisztított területet nedves törülközővel.
 7. Ezután tisztítsa meg a készülék fejét.
 8. Végül helyezze a védőburkolatot a csiszolófejre.
- Megjegyzés: Igazítsa a fedélen lévő ▲ szimbólumot a készüléken lévő I szimbólummal. Nyomja be és pattintsa be a fedelet.


A csiszolófej cseréje

1. Kövesse az alábbi ábrát. Fogja meg a tartót, és helyezze az ívelt hornyokat a csiszolófej alá. Ezután szorítsa össze a tartót mindkét végén, és húzza meg. Vegye ki a csiszolófejet.
2. Ezután szerelje be az új fejet a készülékbe. Tegye fel és nyomja be. Egy kattantást fog hallani. A fej ekkor megfelelően be van szerelve. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a fej helyesen van-e beszerelve.



Karbantartás és tisztítás

Megjegyzés: Használat után tisztítsa meg a készüléket. A készülék vízálló. Távolítsa el a védőburkolatot, a csiszolófejet és nyissa ki a szennyeződésrekeszt. Használja a kefét, majd öblítse le folyó víz alatt. A tisztítás során ne kapcsolja be a készüléket.



Ne használjon sós vizet, 60 °C feletti vizet, benzint, alkoholt, egyéb maró hatású folyadékokat vagy tisztítószereket a tisztításhoz. A készülék IPX6-os védetségű vízálló.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

КОМПЛЕКТ ЗА ГРИЖА ЗА КРАКА И ПЕТИ

10 в 1



Ръководство за потребителя


Моля, прочетете ръководството преди първа употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.

По хигиенни причини, шлифовъчните дискове са предназначени само за един потребител.

Описание

Устройството е предназначено за премахване на твърда кожа от краката. Оставя краката копринено меки и гладки. Третирането на краката може да се извършва както на мокро, така и на сухо.

Устройството предлага ергономична форма и дизайн.



- A – Защитен капак
- B – Шлифовъчна глава
- C – Бутон за включване/изключване + контрол на скоростта
- D – LED индикатор
- E – USB порт за зареждане
- F – Отделение за четки и мръсотия
- G – USB кабел за зареждане

Предупреждение/Важно

1. Използвайте устройството само върху стъпалата и петите.
2. Шлифовъчният диск е предназначен само за еднократна употреба (от хигиенни съображения).
Не споделяйте дисковете с други потребители.
3. Не използвайте устройството, ако страдате от диабет или лошо кръвообращение.
4. Ако страдате от обрив, екзема или друго заболяване на краката, консултирайте се с Вашия лекар преди употреба.
5. Използвайте устройството върху всяка точка за 2-3 секунди.
6. Не използвайте устройството, ако кожата е зачервена, пълна с гной или с мехури.
7. Не използвайте устройството върху места с рани, брадавици или язви.
8. Ако почувствате болка по време на употреба, незабавно спрете употребата на устройството.
9. Прекомерната употреба може да причини дразнене на кожата.
10. Ако обривът, раздразнението или кръвенето продължават, посетете лекар.
11. Устройството е предназначено само за употреба в домашни условия. Не използвайте устройството на открито.
12. Дръжте устройството далеч от деца. Дръжте устройството далеч от лица с умствени, физически или психологически увреждания. Такива лица могат да използват устройството само под наблюдението на инструктирано лице.
13. Пазете устройството от пряка слънчева светлина.
14. Съхранявайте устройството на сухо и безпечно място при температура от 5 до 35 °C.
Не огъвайте кабела за зареждане.
15. Не използвайте устройството без монтиран шлифовъчен диск.
16. Не поставяйте никакви предмети в устройството.
17. По време на употреба, предпазвайте косата, ноктите, веждите, очите, дрехите, кабелите, връзките на обувките и др. В противен случай съществува риск от нараняване или повреда на устройството.
18. Не натискайте зоната с прекалено голяма сила.
19. Не разглобявайте и не променяйте устройството по никакъв начин.

Зареждане

Заредете устройството напълно, преди да го използвате за първи път. Зареждайте устройството поне 2 часа.

След пълно зареждане, устройството може да се използва приблизително 60 минути. Времето зависи от текущите условия и състоянието на кожата. Зареждайте, използвайте и съхранявайте устройството при температура между 5-35 °C. Зареждайте устройството приблизително 2,5 часа.

Не зареждайте устройството повече от 12 часа.

1. Изключете устройството. Натиснете бутона за включване/изключване за 3 секунди.
2. Поставете кабела за зареждане в порта на устройството. Уверете се, че кабелът е поставен в правилната ориентация.

По време на зареждане, стойността на състоянието на батерията ще се показва на дисплея.

Устройството е напълно заредено, когато стойността достигне 100%.

Използвайте

1. Първо, почистете и измийте кожата си.
 2. Отстранете защитния капак на шлифовъчния диск. Уверете се, че шлифовъчната глава е правилно монтирана върху корпуса на устройството.
 3. Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване за 3 секунди, за да включите устройството. Устройството ще се включи на скорост 1 (ЕДНО, настройка по подразбиране). След това натиснете кратко бутона за включване/изключване, за да превключите на скорост 2 (ДВЕ).
 4. Насочете главата на устройството към желаното място. Отделете около 2-3 секунди за всяко място. Не натискайте устройството твърде силно. В противен случай то ще спре да работи.
- Спрете устройството след известно време и проверете дали зоната е добре почистена.
5. След приключване на работа, натиснете и задръжте бутона за включване/изключване за 3 секунди, за да изключите устройството.
 6. След това избършете почистената зона с влажна кърпа.
 7. След това почистете главата на устройството.
 8. Накрая поставете защитния капак върху шлифовъчната глава.
- Забележка: Подравнете символа на капака със символа I на устройството.
- Натиснете и щракнете капачката на място.

Смяна на шлифовъчната глава

1. Следвайте снимката по-долу. Хванете държача и поставете извитите жлебове под шлифовъчната глава. След това натиснете държача от двата края и издърпайте. Извадете шлифовъчната глава.
2. След това инсталирайте новата глава в устройството. Поставете я и я натиснете навътре. Ще чуете щракване. След това главата е инсталирана правилно. Уверете се, че главата е инсталирана правилно преди употреба.



Поддръжка и почистване

Забележка: Почиствайте устройството след употреба. Устройството е водоустойчиво. Отстранете защитния капак, шлифовъчната глава и разгънете отделението за прах. Използвайте четка и след това го изплакнете под течаща вода. Не включвайте устройството по време на почистване.



Не използвайте солена вода, вода над 60°C, бензин, алкохол и други корозивни течности и препарати за почистване. Устройството е водоустойчиво със защита IPX6.

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.

Кованечка 2390/1а

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

SET PENTRU ÎNGRIJIREA PICIOARELOR ȘI A CĂLĂCIELOR

10 în 1




Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți manualul înainte de prima utilizare. Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

Din motive igienice, pietrele de șlefuit sunt destinate unui singur utilizator.

Descriere

Dispozitivul este conceput pentru a îndepărta pielea întărită de pe picioare. Lasă picioarele moi și netede ca mătasea. Tratatamentul picioarelor se poate face atât pe piele umedă, cât și uscată. Dispozitivul oferă o formă și un design ergonomic.



- A – Husă de protecție
- B – Cap de șlefuire
- C – Buton Pornit/Oprit + control al vitezei
- D – Indicator LED
- E – Port de încărcare USB
- F – Compartiment pentru perii și murdărie
- G – Cablu de încărcare USB

Avertisment/Important

1. Folosiți dispozitivul doar pe picioare și călcâie.
2. Discul abraziv este destinat unei singure utilizări (din motive de igienă). Nu îl folosiți împreună cu alți utilizatori.
3. Nu utilizați dispozitivul dacă suferiți de diabet sau de circulație sanguină deficitară.
4. Dacă suferiți de erupții cutanate, eczeme sau alte afecțiuni ale picioarelor, consultați medicul înainte de utilizare.
5. Folosiți dispozitivul în fiecare punct timp de 2-3 secunde.
6. Nu utilizați dispozitivul dacă pielea este roșie, plină de puroi sau prezintă bășici.
7. Nu utilizați dispozitivul pe zone cu răni, negi sau ulceratii.
8. Dacă simțiți durere în timpul utilizării, opriți imediat utilizarea dispozitivului.
9. Utilizarea excesivă poate provoca iritații ale pielii.
10. Dacă erupția cutanată, iritația sau sângerarea persistă, consultați un medic.
11. Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării în spații casnice interioare. Nu utilizați dispozitivul în aer liber.
12. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se lăsa la îndemâna persoanelor cu dizabilități mintale, fizice sau psihologice. Aceste persoane pot utiliza dispozitivul numai sub supravegherea unei persoane instruite.
13. Protejați dispozitivul de lumina directă a soarelui.
14. Depozitați dispozitivul într-un loc uscat și fără praf, la o temperatură cuprinsă între 5 și 35 °C. Nu îndoiți cablul de încărcare.
15. Nu utilizați dispozitivul fără a fi atașată piatra de șlefuit.
16. Nu introduceți niciun obiect în dispozitiv.
17. În timpul utilizării, protejați-vă părul, unghiile, sprâncenele, ochii, îmbrăcămintea, cablurile, șireturile etc. În caz contrar, există riscul de rănire sau deteriorare a dispozitivului.
18. Nu apăsați zona cu prea multă forță.
19. Nu dezamblați și nu modificați dispozitivul în niciun fel.

Încărcare

Încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare. Încărcați dispozitivul timp de cel puțin 2 ore.

După o încărcare completă, dispozitivul poate fi utilizat timp de aproximativ 60 de minute. Timpul depinde de afecțiunile actuale și de starea pielii. Încărcați, utilizați și depozitați dispozitivul la o temperatură cuprinsă între 5-35 °C. Încărcați dispozitivul timp de aproximativ 2,5 ore.

Nu încărcați dispozitivul mai mult de 12 ore.

1. Opriți dispozitivul. Apăsați butonul pornit/oprit timp de 3 secunde.
2. Introduceți cablul de încărcare în portul dispozitivului. Asigurați-vă că este introdus cablul în orientarea corectă.

În timpul încărcării, valoarea stării bateriei va fi afișată pe ecran.

Dispozitivul este complet încărcat când valoarea atinge 100%.

Utilizare

1. Mai întâi, curățați și spălați-vă pielea.
2. Îndepărtați capacul de protecție al pietrei de șlefuit. Asigurați-vă că capul de șlefuit este instalat corect pe corpul dispozitivului.
3. Apăsați și mențineți apăsat butonul pornit/oprit timp de 3 secunde pentru a porni dispozitivul. Dispozitivul se va porni în treapta 1 (UNU, setare implicită). Apoi apăsați scurt butonul pornit/oprit pentru a comuta în treapta 2 (DOI).
4. Îndreptați capul dispozitivului spre locația dorită. Acordați aproximativ 2-3 secunde fiecărei locații. Nu apăsați dispozitivul prea tare. Altfel, dispozitivul se va opri din funcționare. Opriți dispozitivul după un timp și verificați dacă zona este curățată corespunzător.
5. După terminarea lucrului, apăsați și țineți apăsat butonul pornit/oprit timp de 3 secunde pentru a opri dispozitivul.
6. Apoi ștergeți zona curățată cu un prosop umed.
7. Apoi curățați capul dispozitivului.

8. În final, așezați capacul de protecție pe capul de șlefuit.

Notă: Aliniați simbolul de pe capac cu simbolul I de pe dispozitiv.

Apăsați și fixați capacul la locul lui.

Înlocuirea capului de șlefuire

1. Urmăți imaginea de mai jos. Țineți suportul și plasați canelurile curbate sub capul de șlefuit. Apoi apăsați suportul la ambele capete și trageți. Scoateți capul de șlefuit.
2. Apoi instalați noul cap în dispozitiv. Introduceți-l și împingeți-l. Veți auzi un clic. Capul este apoi instalat corect. Asigurați-vă că este instalat corect înainte de utilizare.



Întreținere și curățare

Notă: Curățați dispozitivul după utilizare. Dispozitivul este impermeabil. Îndepărtați capacul de protecție, capul de șlefuire și deschideți compartimentul pentru murdărie. Folosiți o perie și apoi clătiți sub jet de apă. Nu porniți dispozitivul în timpul curățării.



Nu utilizați apă sărată, apă la peste 60°C, benzină, alcool și alte lichide și detergenți corozivi pentru curățare. Dispozitivul este impermeabil și are protecție IPX6.

Distribuitor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

FOOT AND HEEL CARE SET

10in1




User manual

Please read the manual before first use. Keep the manual for future reference.

For hygienic reasons, grinding wheels are intended for one user only.

Description

The device is designed to remove hard skin from the feet. It leaves the feet silky soft and smooth. The foot treatment can be done both wet and dry. The device offers an ergonomic shape and design.



- A – Protective cover
- B – Grinding head
- C – On/Off button + speed control
- D – LED indicator
- E – USB charging port
- F – Brush and dirt compartment
- G – USB charging cable

Warning/Important

1. Use the device only on the feet and heels.
2. The grinding wheel is intended for single use only (hygiene reasons). Do not share the wheels with other users.
3. Do not use the device if you suffer from diabetes or poor blood circulation.
4. If you suffer from a rash, eczema or other foot condition, consult your doctor before use.
5. Use the device on each spot for 2-3 seconds.
6. Do not use the device if the skin is red, pus-filled or blistered.
7. Do not use the device on areas where there are wounds, warts or ulcers.
8. If you experience pain during use, stop using the device immediately.
9. Excessive use may cause skin irritation.
10. If rash, irritation or bleeding persists, see a doctor.
11. The device is intended for indoor domestic use only. Do not use the device outdoors.
12. Keep the device out of reach of children. Keep the device out of reach of persons with mental, physical or psychological disabilities. Such persons may only use the device under the supervision of an instructed person.
13. Protect the device from direct sunlight.
14. Store the device in a dry and dust-free place at a temperature of 5-35 °C. Do not bend the charging cable.
15. Do not use the device without the grinding wheel attached.
16. Do not insert any objects into the device.
17. During use, protect your hair, nails, eyebrows, eyes, clothing, cables, shoelaces, etc. Otherwise, there is a risk of injury or damage to the device.
18. Do not press the area with too much force.
19. Do not disassemble or tamper with the device in any way.

Charging

Fully charge the device before using it for the first time. Charge the device for at least 2 hours. After a full charge, the device can be used for approximately 60 minutes. The time depends on the current conditions and skin condition. Charge, use and store the device at a temperature between 5-35 °C. Charge the device for approximately 2.5 hours.

Do not charge the device for more than 12 hours.

1. Turn off the device. Press the on/off button for 3 seconds.
2. Insert the charging cable into the device port. Make sure the cable is inserted in the correct orientation.

During charging, the battery status value will be displayed on the display. The device is fully charged when the value reaches 100%.

Use

1. First, cleanse and wash your skin.
2. Remove the protective cover of the grinding wheel. Make sure that the grinding head is correctly installed on the body of the device.
3. Press and hold the on/off button for 3 seconds to turn on the device. The device will turn on with gear 1 (ONE, default setting). Then press the on/off button briefly to switch to gear 2 (TWO).
4. Aim the head of the device at the desired location. Spend about 2-3 seconds on each location. Do not press the device too hard. Otherwise, the device will stop working. Stop the device after a while and check if the area is properly cleaned.
5. After finishing work, press and hold the on/off button for 3 seconds to turn off the device.
6. Then wipe the cleaned area with a damp towel.
7. Then clean the device head.
8. Finally, place the protective cover on the grinding head.

Note: Align the symbol on the cover  with the symbol  on the device.

Press and snap the cap into place.

Replacing the grinding head

1. Follow the picture below. Hold the holder and place the curved grooves under the grinding head. Then press the holder at both ends and pull. Remove the grinding head.
2. Then install the new head into the device. Insert it and push it in. You will hear a click. The head is then installed correctly. Make sure the head is installed correctly before use.



Maintenance and cleaning

Note: Clean the device after use. The device is waterproof. Remove the protective cover, sanding head and fold out the dirt compartment. Use a brush and then rinse it under running water. Do not turn on the device during cleaning.



Do not use salt water, water above 60°C, gasoline, alcohol and other corrosive liquids and detergents for cleaning. The device is waterproof with IPX6 protection.

Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

ZESTAW DO PIELĘGNACJI STÓP I PIĘT 10w1




Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Ze względów higienicznych ściernice przeznaczone są wyłącznie dla jednego użytkownika.

Opis

Urządzenie zostało zaprojektowane do usuwania zrogowaciałego naskórka ze stóp. Pozostawia stopy jedwabiście miękkie i gładkie. Zabieg można wykonywać zarówno na mokro, jak i na sucho. Urządzenie ma ergonomiczny kształt i konstrukcję.



- A – Osłona ochronna
- B – Głowica szlifierska
- C – Przycisk włączania/wyłączania + regulacja prędkości
- D – Wskaźnik LED
- E – Port ładowania USB
- F – Komora na szczotki i brud
- G – kabel ładujący USB

Ostrzeżenie/Ważne

1. Używaj urządzenia wyłącznie na stopach i piętach.
2. Tarcza szlifierska jest przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użytku (ze względów higienicznych). Nie należy udostępniać tarcz innym użytkownikom.
3. Nie używaj urządzenia, jeśli cierpisz na cukrzycę lub masz słabe krążenie krwi.
4. Jeśli cierpisz na wysypkę, egzemę lub inną chorobę stóp, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.
5. Używaj urządzenia w każdym miejscu przez 2–3 sekundy.
6. Nie należy używać urządzenia, jeśli skóra jest zaczerwieniona, wypełniona ropą lub pokryta pęcherzami.
7. Nie należy stosować urządzenia w miejscach, gdzie występują rany, brodawki lub owrzodzenia.
8. Jeśli podczas użytkowania poczujesz ból, natychmiast przerwij korzystanie z urządzenia.
9. Nadmierne stosowanie może powodować podrażnienie skóry.
10. Jeśli wysypka, podrażnienie lub krwawienie nie ustępują, należy udać się do lekarza.
11. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
12. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem osób z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną lub psychiczną. Osoby takie mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby przeszkolonej.
13. Chroń urządzenie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
14. Przechowuj urządzenie w miejscu suchym i wolnym od kurzu, w temperaturze 5–35 °C. Nie zginaj kabla ładującego.
15. Nie należy używać urządzenia bez założonej tarczy szlifierskiej.
16. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
17. Podczas użytkowania należy chronić włosy, paznokcie, brwi, oczy, ubranie, kable, sznurowadła itp. W przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
18. Nie naciskaj na ten obszar zbyt mocno.
19. Nie rozbieraj urządzenia ani nie dokonuj żadnych modyfikacji.

Ładowanie

Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować urządzenie. Ładuj urządzenie przez co najmniej 2 godziny.

Po pełnym naładowaniu urządzenie może być używane przez około 60 minut. Czas ładowania zależy od aktualnych warunków i stanu skóry. Ładuj, używaj i przechowuj urządzenie w temperaturze od 5 do 35°C. Ładuj urządzenie przez około 2,5 godziny.

Nie ładuj urządzenia dłużej niż 12 godzin.

1. Wyłącz urządzenie. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania na 3 sekundy.
2. Włóż kabel ładujący do portu urządzenia. Upewnij się, że kabel jest włożony prawidłowo.

Podczas ładowania na wyświetlaczu będzie wyświetlana wartość stanu akumulatora.

Urządzenie jest w pełni naładowane, gdy wartość osiągnie 100%.

Używać

1. Najpierw oczyść i umyj skórę.
2. Zdejmij osłonę ochronną tarczy szlifierskiej. Upewnij się, że głowica szlifierska jest prawidłowo zamontowana na korpusie urządzenia.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie. Urządzenie włączy się na biegu 1 (jeden, ustawienie domyślne). Następnie naciśnij krótko przycisk włączania/wyłączania, aby przełączyć na bieg 2 (dwa).
4. Skieruj głowicę urządzenia na żądane miejsce. Poświęć około 2-3 sekund na każde miejsce. Nie naciskaj urządzenia zbyt mocno. W przeciwnym razie urządzenie przestanie działać. Po chwili zatrzymaj urządzenie i sprawdź, czy obszar został dokładnie wyczyszczony.
5. Po zakończeniu pracy naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
6. Następnie wytrzyj wyczyszczoną powierzchnię wilgotnym ręcznikiem.
7. Następnie wyczyść głowicę urządzenia.
8. Na koniec załóż osłonę ochronną na głowicę szlifierską.

Uwaga: Dopasuj symbol na pokrywie do symbolu I na urządzeniu.

Naciśnij i zatrzasknij nakrętkę.

Wymiana głowicy szlifierskiej

1. Postępuj zgodnie z poniższym rysunkiem. Przytrzymaj uchwyt i umieść zakrzywione rowki pod głowicą szlifierską. Następnie naciśnij uchwyt z obu końców i pociągnij. Zdejmij głowicę szlifierską.
2. Następnie zamontuj nową głowicę w urządzeniu. Włóż ją i dociśnij. Usłyszysz kliknięcie. Głowica jest prawidłowo zamontowana. Przed użyciem upewnij się, że głowica jest prawidłowo zamontowana.



Konserwacja i czyszczenie

Uwaga: Wyczyść urządzenie po użyciu. Urządzenie jest wodoodporne. Zdejmij osłonę ochronną, głowicę szlifującą i wyjmij pojemnik na kurz. Użyj szczoteczki, a następnie opłucz urządzenie pod bieżącą wodą. Nie włączaj urządzenia podczas czyszczenia.



Do czyszczenia nie należy używać wody słonej, wody o temperaturze powyżej 60°C, benzyny, alkoholu ani innych żrących płynów i detergentów. Urządzenie jest wodoodporne i posiada stopień ochrony IPX6.

Dystrybutor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Czechy

www.sunnysoft.cz

KOMPLET ZA NEGO STOPALOV IN PETA 10v1




Uporabniški priročnik

Pred prvo uporabo preberite navodila. Navodila shranite za poznejšo uporabo.

Zaradi higienskih razlogov so brusilne plošče namenjene samo enemu uporabniku.

Opis

Naprava je zasnovana za odstranjevanje trde kože s stopal. Stopala so po uporabi svilnato mehka in gladka. Nego stopal je mogoče izvajati tako mokro kot suho. Naprava ima ergonomsko obliko in dizajn.



- A - Zaščitni pokrov
- B - Brusilna glava
- C - Gumb za vklop/izklop + regulator hitrosti
- D - LED indikator
- E - Vrata za polnjenje USB
- F - Predal za krtače in umazanijo
- G - USB polnilni kabel

Opozorilo/Pomembno

1. Napravo uporabljajte samo na stopalih in petah.
2. Brusilna plošča je namenjena samo za enkratno uporabo (iz higienskih razlogov). Brusilne plošče ne delite z drugimi uporabniki.
3. Naprave ne uporabljajte, če imate sladkorno bolezen ali slab krvni obtok.
4. Če imate izpuščaj, ekcem ali drugo bolezen stopal, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom.
5. Napravo uporabljajte na vsaki točki 2–3 sekunde.
6. Naprave ne uporabljajte, če je koža rdeča, gnojna ali pretisnjena omotica.
7. Naprave ne uporabljajte na mestih, kjer so rane, bradavice ali razjede.
8. Če med uporabo občutite bolečino, takoj prenehajte z uporabo naprave.
9. Prekomerna uporaba lahko povzroči draženje kože.
10. Če izpuščaj, draženje ali krvavitev ne prenehajo, se posvetujte z zdravnikom.
11. Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih. Naprave ne uporabljajte na prostem.
12. Napravo hranite izven dosega otrok. Napravo hranite izven dosega oseb z duševnimi, telesnimi ali psihičnimi motnjami. Takšne osebe lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom poučene osebe.
13. Napravo zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
14. Napravo shranjujte na suhem in brezprašnem mestu pri temperaturi 5–35 °C. Polnilnega kabla ne upogibajte.
15. Naprave ne uporabljajte brez nameščenega brusilnega kolesa.
16. V napravo ne vstavljajte nobenih predmetov.
17. Med uporabo zaščitite lase, nohte, obrvi, oči, oblačila, kable, vezalke itd. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodb ali poškodbe naprave.
18. Ne pritiskajte na območje s preveliko silo.
19. Naprave ne razstavljajte ali kakor koli drugače spreminjajte.

Polnjenje

Pred prvo uporabo napravo popolnoma napolnite. Napravo polnite vsaj 2 uri.

Po popolnem polnjenju lahko napravo uporabljate približno 60 minut. Čas je odvisen od trenutnih pogojev in stanja kože. Napravo polnite, uporabljajte in shranjujte pri temperaturi med 5 in 35 °C. Napravo polnite približno 2,5 ure.

Naprave ne polnite več kot 12 ur.

1. Izklopite napravo. Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga držite 3 sekunde.
2. Vstavite polnilni kabel v vrata naprave. Prepričajte se, da je kabel pravilno obrnjen.

Med polnjenjem se na zaslonu prikaže stanje baterije.

Naprava je popolnoma napolnjena, ko vrednost doseže 100 %.

Uporaba

1. Najprej očistite in umijte kožo.
2. Odstranite zaščitni pokrov brusilnega kolesa. Prepričajte se, da je brusilna glava pravilno nameščena na ohišju naprave.
3. Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop 3 sekunde, da vklopite napravo. Naprava se bo vklopila v prestavi 1 (ENA, privzeta nastavitve). Nato na kratko pritisnite gumb za vklop/izklop, da preklopite v prestavo 2 (DVA).
4. Glavo naprave usmerite na zeleno mesto. Na vsako mesto porabite približno 2–3 sekunde. Naprave ne pritiskajte premočno. V nasprotnem primeru bo prenehala delovati. Čez nekaj časa ustavite napravo in preverite, ali je območje pravilno očiščeno.
5. Po končanem delu pritisnite in držite gumb za vklop/izklop 3 sekunde, da izklopite napravo.
6. Nato očiščeno območje obrišite z vlažno brisačo.
7. Nato očistite glavo naprave.
8. Na koncu namestite zaščitni pokrov na brusilno glavo.

Opomba: Poravnajte simbol na pokrovu s simbolom I na napravi.

Pritisnite in namestite pokrovček na svoje mesto.

Zamenjava brusilne glave

1. Sledite spodnji sliki. Primite držalo in namestite ukrivljene utore pod brusilno glavo. Nato pritisnite držalo na obeh koncih in ga povlecite. Odstranite brusilno glavo.
2. Nato namestite novo glavo v napravo. Vstavite jo in potisnite noter. Zaslišali boste klik. Glava je nato pravilno nameščena. Pred uporabo se prepričajte, da je glava pravilno nameščena.



Vzdrževanje in čiščenje

Opomba: Napravo po uporabi očistite. Naprava je vodoodporna. Odstranite zaščitni pokrov, brusilno glavo in odprite posodo za umazanijo. Uporabite krtačo in jo nato sperite pod tekočo vodo. Naprave med čiščenjem ne vklaplajte.



Za čiščenje ne uporabljajte slane vode, vode s temperaturo nad 60 °C, bencina, alkohola in drugih korozivnih tekočin ter detergentov. Naprava je vodoodporna z zaščito IPX6.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Praga 9

Češka republika

www.sunnysoft.cz

SET ZA NJEGU STOPALA I PETA

10u1




Korisnički priručnik

Molimo pročitajte upute prije prve upotrebe. Sačuvajte upute za buduću upotrebu.

Iz higijenskih razloga, brusne ploče namijenjene su samo jednom korisniku.

Opis

Uređaj je dizajniran za uklanjanje tvrde kože sa stopala. Ostavlja stopala svilenkasto mekim i glatkim. Tretman stopala može se izvoditi i mokro i suho. Uređaj nudi ergonomski oblik i dizajn.



A – Zaštitni poklopac

B – Glava za brušenje

C – Tipka za uključivanje/isključivanje
+ kontrola brzine

D – LED indikator

E – USB priključak za punjenje

F – Spremnik za četke i prljavštinu

G – USB kabel za punjenje

Upozorenje/Važno

1. Uređaj koristite samo na stopalima i petama.
2. Brusna ploča namijenjena je samo za jednokratnu upotrebu (higijenski razlozi). Ne dijelite ploče s drugim korisnicima.
3. Nemojte koristiti uređaj ako patite od dijabetesa ili slabe cirkulacije krvi.
4. Ako patite od osipa, ekcema ili nekog drugog stanja stopala, prije upotrebe posavjetujte se s liječnikom.
5. Koristite uređaj na svakoj točki 2-3 sekunde.
6. Nemojte koristiti uređaj ako je koža crvena, ispunjena gnojem ili ima mjehuriće.
7. Ne koristite uređaj na područjima gdje postoje rane, bradavice ili čirevi.
8. Ako osjetite bol tijekom upotrebe, odmah prestanite koristiti uređaj.
9. Prekomjerna upotreba može uzrokovati iritaciju kože.
10. Ako osip, iritacija ili krvarenje potraju, obratite se liječniku.
11. Uređaj je namijenjen samo za unutarnju kućnu upotrebu. Ne koristite uređaj na otvorenom.
12. Uređaj držite izvan dohvata djece. Uređaj držite izvan dohvata osoba s mentalnim, fizičkim ili psihičkim invaliditetom. Takve osobe smiju koristiti uređaj samo pod nadzorom upućene osobe.
13. Zaštitite uređaj od izravne sunčeve svjetlosti.
14. Uređaj čuvajte na suhom i mjestu bez prašine na temperaturi od 5-35 °C. Ne savijajte kabel za punjenje.
15. Ne koristite uređaj bez pričvršćenog brusnog kotača.
16. Ne umećite nikakve predmete u uređaj.
17. Tijekom upotrebe zaštitite kosu, nokte, obrve, oči, odjeću, kablove, vezice za cipele itd. U suprotnom postoji opasnost od ozljede ili oštećenja uređaja.
18. Nemojte previše pritiskati područje.
19. Nemojte rastavljati ili na bilo koji način mijenjati uređaj.

Punjenje

Prije prve upotrebe, potpuno napunite uređaj. Punite uređaj najmanje 2 sata. Nakon potpunog punjenja, uređaj se može koristiti otprilike 60 minuta. Vrijeme ovisi o trenutnim uvjetima i stanju kože. Uređaj puniti, koristite i pohranjujte na temperaturi između 5-35 °C. Uređaj puniti otprilike 2,5 sata.

Ne puniti uređaj dulje od 12 sati.

1. Isključite uređaj. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje 3 sekunde.
2. Umetnite kabel za punjenje u priključak uređaja. Provjerite je li kabel umetnut u ispravnoj orijentaciji.

Tijekom punjenja, vrijednost statusa baterije bit će prikazana na zaslonu.

Uređaj je potpuno napunjen kada vrijednost dosegne 100%.

Koristiti

1. Prvo očistite i operite kožu.
 2. Uklonite zaštitni poklopac brusnog kotača. Provjerite je li brusna glava ispravno postavljena na tijelo uređaja.
 3. Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje 3 sekunde da biste uključili uređaj. Uređaj će se uključiti u brzini 1 (JEDAN, zadana postavka). Zatim kratko pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje da biste prešli na brzinu 2 (DVA).
 4. Usmjerite glavu uređaja na željeno mjesto. Provedite oko 2-3 sekunde na svakom mjestu. Nemojte prejako pritiskati uređaj. U suprotnom će prestati raditi. Nakon nekog vremena zaustavite uređaj i provjerite je li područje pravilno očišćeno.
 5. Nakon završetka rada, pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje 3 sekunde kako biste isključili uređaj.
 6. Zatim očišćeno područje obrišite vlažnim ručnikom.
 7. Zatim očistite glavu uređaja.
 8. Na kraju, stavite zaštitni poklopac na brusnu glavu.
- Napomena: Poravnajte simbol na poklopcu sa simbolom I na uređaju. Pritisnite i umetnite čep na mjesto.

Zamjena brusne glave

1. Slijedite donju sliku. Držite držač i postavite zakrivljene uture ispod brusne glave. Zatim pritisnite držač na oba kraja i povucite. Uklonite brusnu glavu.

2. Zatim instalirajte novu glavu u uređaj. Umetnite je i gurnite unutra.

Čut ćete klik. Glava je tada ispravno instalirana. Prije upotrebe provjerite je li glava ispravno instalirana.



Održavanje i čišćenje

Napomena: Očistite uređaj nakon upotrebe. Uređaj je vodootporan. Uklonite zaštitni poklopac, brusnu glavu i rasklopite spremnik za prašinu. Upotrijebite četku, a zatim isperite pod mlazom vode. Ne uključujte uređaj tijekom čišćenja.



Ne koristite slanu vodu, vodu iznad 60°C, benzin, alkohol i druge korozivne tekućine i deterdžente za čišćenje. Uređaj je vodootporan s IPX6 zaštitom.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz