

BALANCE

Chytrá váha




Uživatelský manuál

proove

Synchronizace jedním kliknutím



Mobilní zařízení



První použití

1. Instalace baterií

Otevřete dvířka přihrádky na baterie a vložte baterie se správnou polaritou.

2. Instalace aplikace

Naskenujte QR kód výše nebo si stáhněte aplikaci „FitGo“ z App Storu nebo Android Google Play.

3. Registrace

Zapněte Bluetooth na mobilním zařízení, spusťte aplikaci „FitGo“ a postupujte podle jejích pokynů.

12 parametrů v 1 měření



Více uživatelů

8 uživatelů sdílí jeden uživatelský účet v zařízení.

Cílová hmotnost

Uživatelé si mohou nastavit vlastní cílovou hmotnost a přizpůsobit si tak svůj vlastní zdravotní plán.

Pozor

1. Nepoužívejte váhu u osob s tělesnými implantáty, jako je kardiostimulátor, umělé končetiny, antikoncepční pomůcky nebo kovové destičky či šrouby. Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo nepřesné výsledky. V případě pochybností se poraďte s lékařem.
2. Zajistěte dobrý kontakt mezi bosýma nohama a kovovými elektrodami, jinak bude váha zobrazovat pouze vaši hmotnost.
3. Ujistěte se, že váha je na rovném, rovném a pevném povrchu. Vyhněte se koberci nebo měkkým povrchům.
4. Povrch váhy bude kluzký, pokud bude mokrá. Před použitím se ujistěte, že sklo i vaše nohy jsou suché.
5. Tato váha není vodotěsná. Nevystavujte ji vlhkosti.
6. Váhu čistěte mírně navlhčeným hadříkem. K čištění váhy nepoužívejte žádné chemické/abrazivní čisticí prostředky.
7. Pokud váhu nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie.
8. Spotřebič je určen výhradně pro domácí použití.
9. Děti by měly být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály
10. Při prvním vážení je velký rozdíl v údajích o hmotnosti.

Elektronická váha se automaticky seřídí při prvním použití nebo po přemístění. Vážená data zahrnují hmotnost samotného produktu a přesná data lze získat opětovným vážením.

11. Proč se data o vážení liší v závislosti na podkladu?

Vzhledem k vysoce citlivým senzorovým systémům elektronických vah je nutné váhu umístit na rovný a pevný povrch (například na nerovný povrch nebo na koberec či pěnovou rohožku, což způsobí nepřesnost dat o vážení).

12. Důvody nekonzistentních dat o vážení.

Nestabilní postoj: třes těla atd. ztěžuje uložení dat během vážení.

Doporučuje se stát stabilně uprostřed elektronické váhy.

Faktor terénu: Pokud je podklad nerovný nebo umístěn na nestabilním povrchu, jako je koberec, pěnová podložka atd., data o vážení budou nesprávná.

Důležitý bod: Doporučuje se stát stabilně uprostřed elektronické váhy.

Specifikace

Materiál: ABS plast + tvrzené sklo

Maximální nosnost: 180 kg

Baterie: 2 x AAA baterie

Podpora: Bluetooth

LED displej: 75 x 31 mm

Rozměry výrobku: 280 x 280 x 22 mm



PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

BALANCE

Intelligente Waage



Benutzerhandbuch

prove

Synchronisierung mit einem Klick



Mobile Geräte



iOS 7.0



Android 4.3



Bluetooth 4.0

Erstgebrauch

1. Einlegen der Batterien

Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung **und** legen Sie die Batterien in der richtigen Ausrichtung ein. Polarität.

2. Installation der Anwendung

Scannen Sie den QR-Code oben oder laden Sie die App „FitGo“ aus dem App Store herunter oder Android Google Play.

3. Registrierung

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät , starten Sie die App „FitGo“ und folgen Sie ihren Anweisungen.

12 Parameter in 1 Messung



Gewicht



BMI



Fett



Wasser



Muskel



Knochen



Grundumsatz



Grad
Fettleibigkeit



Viszeral
fett



Proteine



Körperliches
Alter



Fettfreies
Gewicht

Mehrere Benutzer

8 Benutzer teilen sich ein Benutzerkonto auf dem Gerät.

Zielgewicht

Benutzer können ihr eigenes Zielgewicht festlegen und **ihren** eigenen Gesundheitsplan **anpassen** .

1. Verwenden Sie die Waage nicht bei Personen mit Körperimplantaten wie Herzschrittmachern, **künstlichen** Gliedmaßen, **Verhütungsmitteln** oder Metallplatten oder -schrauben.
Dies könnte zu Fehlfunktionen des Geräts oder ungenauen Ergebnissen führen. Im Falle
Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihren **Arzt**.
2. Sorgen Sie für einen guten Kontakt zwischen Ihren nackten Füßen und den Metallelektroden, da die Waage sonst nur Ihr Gewicht anzeigt.
3. Stellen Sie sicher, dass die Waage auf einer flachen, ebenen und festen Oberfläche steht. Vermeiden Sie Teppiche oder weiche Oberflächen.
4. Die Oberfläche der Waage ist rutschig, wenn sie nass ist. Stellen Sie sicher, dass das Glas und Ihre Füße vor der Verwendung trocken sind.
5. Diese Waage ist nicht **wasserdicht**. Setzen Sie sie keiner Feuchtigkeit aus.
6. Reinigen Sie die Waage mit einem leicht **feuchten** Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen der Waage keine chemischen/scheuernden Reinigungsmittel .
7. Wenn Sie die Waage längere Zeit nicht verwenden, entfernen Sie die Batterien.
8. **Das Gerät** ist nur für den Hausgebrauch **bestimmt** .
9. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
10. **Beim** ersten Wiegen gibt es einen großen Unterschied bei der Gewichtsanzeige .

Die elektronische Waage passt sich **bei** der ersten Verwendung oder nach einem Transport automatisch an.
Die Wiegedaten umfassen das Gewicht des Produkts selbst und durch erneutes Wiegen können genaue Daten ermittelt werden .

11. Warum variieren die Wiegedaten je nach Untergrund?

Aufgrund der hochempfindlichen Sensorik elektronischer Waagen ist es notwendig
Stellen Sie die Waage auf eine ebene und feste Oberfläche (z. B. auf eine unebene Fläche oder auf einen Teppich oder eine Schaumstoffmatte, da dies zu ungenauen Wiegedaten führt).

12. Gründe für inkonsistente Wiegedaten.

Instabile Körperhaltung: Körperzittern usw. erschwert die Datenspeicherung während des Wiegens.

Es wird empfohlen, ruhig in der Mitte der elektronischen Waage zu stehen .

Geländefaktor: Wenn die Basis uneben ist oder auf einer instabilen Oberfläche wie einem Teppich, einer Schaumstoffunterlage usw. platziert wird, sind die Wiegedaten falsch.

Wichtiger Hinweis: Es wird empfohlen , ruhig in der Mitte der elektronischen Waage zu stehen .

Technische Daten

Material: ABS-Kunststoff + gehärtetes Glas

Maximale Tragfähigkeit: 180 kg

Batterie: 2 x AAA-Batterien

Unterstützung: Bluetooth

LED-Anzeige: 75 x 31 mm

Produktabmessungen : 280 x 280 x 22 mm



PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

Lieferant/Händler
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

BALANCE

Okos mérleg



Felhasználói kézikönyv

prove

Egy kattintásos szinkronizálás



Mobil eszközök



Első használat

1. Az elemek behelyezése

Nyissa ki az elemtartó rekesz ajtaját , és helyezze be az elemeket a megfelelő irányban. polaritás.

2. Az alkalmazás telepítése

Olvasd be a fenti QR-kódot, vagy töltsd le a "FitGo" alkalmazást az App Store-ból vagy Androidra a Google Playen.

3. Regisztráció

Kapcsold be a Bluetooth-t a mobileszközödön , indítsd el a „FitGo” alkalmazást, és kövesd az utasításait.

12 paraméter 1 mérésben



Több felhasználó

8 felhasználó osztozik egy felhasználói fiókon az eszközön.

Célzott súly

A felhasználók beállíthatják a saját célsúlyukat és testreszabhatják saját egészségtervüket .

Figyelem

1. Ne használja a mérleget olyan személyeken, akiknek testbeültetése van, például pacemaker, művégtag, fogamzásgátló eszköz, fémlemez vagy csavar.
Ez a készülék meghibásodását vagy pontatlan eredményeket okozhat. Abban az esetben, ha Kétség esetén forduljon orvosához.
2. Ügyeljen arra, hogy mezítlábas talpai jól érintkezzenek a fémlektrodákkal, különben a mérleg csak a súlyát fogja kijelezni.
3. Győződjön meg róla, hogy a mérleg sík, vízszintes és szilárd felületen áll. Kerülje a szőnyeget vagy puha felületeket.
4. A mérleg felülete nedvesen csúszós lesz. Használat előtt győződjön meg róla, hogy az üveg és a lába száraz.
5. Ez a mérleg nem vízálló. Ne tegye ki nedvességnek.
6. Tisztítsa meg a mérleget enyhén nedves ruhával. Ne használjon vegyi/súroló tisztítószereket a tisztításhoz.
7. Ha hosszabb ideig nem használja a mérleget, vegye ki az elemeket.
8. A készülék kizárólag háztartási használatra készült.
9. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
10. Első mérlegeléskor nagy különbség van a súlyleolvasásban.

Az elektronikus mérleg automatikusan beállítja magát első használatkor vagy mozgatás után.
A mért adatok magukban foglalják a termék súlyát is, és pontos adatok újbóli mérlegeléssel nyerhetők.

11. Miért változnak a tömegmérési adatok az aljzattól függően?

Az elektronikus mérlegek rendkívül érzékeny érzékelőrendszerei miatt szükséges
Helyezze a mérleget sík és szilárd felületre (például egyenetlen felületre, szőnyegre vagy habszivacs alátétre, mert ez pontatlan mérési adatokat okozhat).

12. Az ellentmondásos súlyozási adatok okai.

Instabil testtartás: a test remegése stb. megnehezíti az adatok tárolását a mérés során.

Javasoljuk, hogy az elektronikus mérleg közepén stabilan álljon.

Terepviszonyok: Ha az alap egyenetlen, vagy instabil felületre, például szőnyegre, habszivacs alátétre stb. helyezik, a mérési adatok helytelenek lesznek.

Fontos szempont: Javasoljuk, hogy az elektronikus mérleg közepén stabilan álljon.

Specifikációk

Anyag: ABS műanyag + edzett üveg

Maximális teherbírás: 180 kg

Akkumulátor: 2 db AAA elem

Támogatás: Bluetooth

LED kijelző: 75 x 31 mm

Termék méretei : 280 x 280 x 22 mm



PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

BALANCE

Cântar inteligent



Manual de utilizare

prove

Sincronizare cu un singur clic



Dispozitive mobile



iOS 7.0



Android 4.3



Bluetooth 4.0

Prima utilizare

1. Instalarea bateriilor

Deschideți ușa compartimentului bateriilor și introduceți bateriile cu orientarea corectă. polaritate.

2. Instalarea aplicației

Scanați codul QR de mai sus sau descărcați aplicația „FitGo” din App Store sau pe Android Google Play.

3. Înregistrare

Activați Bluetooth pe dispozitivul mobil , lansați aplicația „FitGo” și urmați instrucțiunile ei.

12 parametri într-o singură măsurare



Greutate



IMC



Grăsime



Apă



Mu chi



Os



RMB



Diplomă obezitate



Visceral grăsime



Proteine



Vârsta fizică



Greutate fără grăsime

Mai mulți utilizatori

8 utilizatori partajează un cont de utilizator pe dispozitiv.

Greutate țintă

Utilizatorii își pot seta propria greutate țintă și își pot personaliza propriul plan de sănătate .

Atenție

1. Nu utilizați cântarul la persoane cu implanturi corporale, cum ar fi stimulatoare cardiace, proteze , dispozitive contraceptive sau plăci ori șuruburi metalice.
Acest lucru ar putea cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului sau rezultate inexacte. În cazul
Dacă aveți dubii, consultați medicul .
2. Asigurați un contact bun între picioarele goale și electrozii metalici, altfel cântarul va afișa doar greutatea dumneavoastră.
3. Asigurați-vă că cântarul se află pe o suprafață plană, nivelată și solidă. Evitați covorul sau suprafețele moi.
4. Suprafața cântarului va fi alunecoasă dacă este udă. Asigurați-vă că sticla și picioarele sunt uscate înainte de utilizare.
5. Acest cântar nu este impermeabil. Nu îl expuneți la umezeală.
6. Curățați cântarul cu o lavetă ușor umedă . Nu utilizați agenți de curățare chimici/abrazivi pentru a curăța cântarul .
7. Dacă nu veți folosi cântarul pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile.
8. Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic .
9. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
10. Există o mare diferență în ceea ce privește greutatea citită la prima cântărire.

Cântarul electronic se ajustează automat la prima utilizare sau după ce este mutat.
Datele cântărite includ greutatea produsului în sine, iar date precise pot fi obținute prin recântărire.

11. De ce variază datele de cântărire în funcție de substrat?

Datorită sistemelor de senzori extrem de sensibile ale cântarelor electronice, este necesar
Așezați cântarul pe o suprafață plană și solidă (de exemplu, pe o suprafață neuniformă sau pe un covor
sau un covoraș din spumă, deoarece datele de cântărire vor fi inexacte).

12. Motive pentru datele de cântărire inconsistente.

Postura instabilă: tremuratul corpului etc. îngreunează stocarea datelor în timpul cântăririi.

Se recomandă să stați nemișcat în mijlocul cântarului electronic.

Factor teren: Dacă baza este neuniformă sau așezată pe o suprafață instabilă, cum ar fi covorul, o
suprafață de spumă etc., datele de cântărire vor fi incorecte.

Punct important: Se recomandă să stați nemișcat în mijlocul cântarului electronic.

Specificații

Material: plastic ABS + sticlă securizată

Capacitate maximă de încărcare: 180 kg

Baterie: 2 baterii AAA

Suport: Bluetooth

Afișaj LED: 75 x 31 mm

Dimensiuni produs : 280 x 280 x 22 mm



PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

BALANCE

Интелигентен мащаб



Ръководство за потребителя

prove

Синхронизация с едно щракване



Мобилни устройства



iOS 7.0



Android 4.3



Bluetooth 4.0

Първа употреба

1. Поставяне на батериите

Отворете капака на отделението за батерии и поставете батериите с правилната ориентация. полярност.

2. Инсталиране на приложението

Сканирайте QR кода по-горе или изтеглете приложението „FitGo“ от App Store или Android Google Play.

3. Регистрация

Включете Bluetooth на мобилното си устройство, стартирайте приложението „FitGo“ и следвайте нейните инструкции.

12 параметъра в 1 измерване



Тегло



ИТМ



Мазнини



Вода



Мускул



Кост



Степен затлъстяване



Висцерална дебел



Протеини



Физическа възраст



Тегло без мазнини



Тегло без мазнини

Няколко потребители

8 потребители споделят един потребителски акаунт на устройството.

Целево тегло

Потребителите могат да зададат собствено целево тегло и да персонализират собствения си здравен план .

Внимание

1. Не използвайте кантара при хора с телесни импланти, като пейсмейкъри, изкуствени крайници, контрацептивни средства или метални пластини или винтове.
Това може да причини неизправност на устройството или неточни резултати. В случай на Ако имате съмнения, консултирайте се с Вашия лекар.
2. Осигурете добър контакт между босите си крака и металните електроди, в противен случай кантарът ще показва само теглото ви.
3. Уверете се, че кантарът е върху равна, хоризонтална и твърда повърхност. Избягвайте килими или меки повърхности.
4. Повърхността на кантара ще бъде хлъзгава, ако е мокра. Уверете се, че стъклото и краката ви са сухи преди употреба.
5. Тази везна не е водоустойчива. Не я излагайте на влага.
6. Почистете кантара с леко влажна кърпа. Не използвайте никакви химически/абразивни почистващи препарати за почистване на кантара .
7. Ако няма да използвате кантара дълго време, извадете батериите.
8. Уредът е предназначен само за домашна употреба .
9. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
10. Има голяма разлика в показанията за тегло при първо претегляне.

Електронната везна се настройва автоматично при първата употреба или след преместване. Данните за претегляне включват теглото на самия продукт, а точни данни могат да бъдат получени чрез повторно претегляне.

11. Защо данните от претеглянето варират в зависимост от основата?

Поради високочувствителните сензорни системи на електронните везни е необходимо Поставете везната върху равна и твърда повърхност (например върху неравна повърхност или върху килим или постелка от пяна, тъй като това ще доведе до неточни данни от претеглянето).

12. Причини за непоследователни данни от претеглянето.

Нестабилна стойка: треперене на тялото и др. затруднява съхраняването на данни по време на претегляне.

Препоръчително е да стоите стабилно в средата на електронната везна.

Фактор на терена: Ако основата е неравна или поставена върху нестабилна повърхност, като килим, дунапренена подложка и др., данните от претеглянето ще бъдат неправилни.

Важен момент: Препоръчително е да стоите стабилно в средата на електронната везна.

Спецификации

Материал: ABS пластмаса + закалено стъкло

Максимална товароносимост: 180 кг

Батерия: 2 x AAA батерии

Поддръжка: Bluetooth

LED дисплей: 75 x 31 мм

Размери на продукта : 280 x 280 x 22 мм



PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

Доставчик/Дистрибутор

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

BALANCE

Smart scale



User Manual

prove

One-click sync



Mobile&Device



For First Use

1. Battery Installation

Open the battery door, put into batteries with correct polarity.


2. App Installation

Scan the QR code on the above, or download "FitGo" from App Store or Android Google Play.

3. Registration

Turn on bluetooth on mobile device, run the App "FitGo", follow the App instructions.

12 parameters in 1 measurment



Multi Users

8 users share one user account in the device.

Target weight

Users can set their own target weight to customize their own health plan.

Attention

1. Do not use the scale on people who have body implants such as a pacemaker, artificial limbs, contraceptive devices, or metal plates or screws. It may cause the device to malfunction or produce an inaccurate result. When in doubt, consult your physician.
2. Please make sure good contact between bare feet and the metal electrodes, otherwise it will display your weight only.
3. Ensure the scale is on a flat, even and firm surface. Avoid carpet or soft surfaces.
4. The surface of the scale will be slippery if wet. Please make sure both the glass and your feet are dry before use.
5. This scale is not water proof. Do not expose to moisture.
6. Clean the scale with a slightly damp cloth. DO not use any chemical/abrasive cleaning agents to clean the scale.
7. Please remove the batteries, if the scale is not to be used for a long time.
8. The appliance is intended solely for domestic use within the home.
9. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
10. When weighing for the first time, there is a big difference in weight reading. The electronic scale will be automatically adjusted when it is used for the first time or after being moved. The weighed data includes the weight of the product itself, and accurate data can be obtained by weighing again.
11. Why are the weighing data different on different grounds?
Because of the highly sensitive sensor systems of electronic scales, weighing needs to be placed on a flat and firm surface (such as uneven ground or placed on a carpet or foam floor mat will cause the weighing data to be inaccurate)
12. Reasons for inconsistent weighing data
Unsteady posture: body shaking, etc. make it difficult to lock the data during weighing. It is recommended to stand steadily in the center of the electronic scale
Ground factor: If the ground is uneven or placed on an unstable surface such as a carpet, foam pad, etc., the weighing data will be incorrect.
An important point - It is recommended to stand steadily in the center of the electronic scale.

Specifications

Material: ABS plastic + tempered glass

Maximum load: 180kg

Battery: 2 x AAA batteries

Support: Bluetooth

LED Display: 75x31mm

Product size: 280x280x22mm



PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

BALANCE

Inteligentna waga



Instrukcja obsługi

prove

Synchronizacja jednym kliknięciem



Urządzenia mobilne



Pierwsze użycie

1. Instalacja baterii

Otwórz pokrywę komory baterii i włóż baterie, zwracając uwagę na prawidłową orientację. biegunowość.

2. Instalacja aplikacji

Zeskanuj powyższy kod QR lub pobierz aplikację „FitGo” ze sklepu App Store lub Android Google Play.

3. Rejestracja

Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu mobilnym, uruchom aplikację „FitGo” i postępuj zgodnie z jej instrukcjami.

12 parametrów w 1 pomiarze



Wielu użytkowników

8 użytkowników dzieli jedno konto użytkownika na urządzeniu.

Docelowa waga

Użytkownicy mogą ustalić własną docelową wagę i spersonalizować swój plan zdrowotny .

Uwaga

1. Nie należy używać wagi u osób z wszczepionymi implantami, takimi jak rozruszniki serca, protezy kończyn , środki antykoncepcyjne lub metalowe płytki czy śruby.
Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub nieprawidłowe wyniki. W przypadku W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem .
2. Zadbaj o dobry kontakt bosych stóp z metalowymi elektrodami, w przeciwnym razie waga będzie wyświetlać tylko Twoją wagę.
3. Upewnij się, że waga stoi na płaskiej, równej i stabilnej powierzchni. Unikaj dywanów i miękkich powierzchni.
4. Powierzchnia wagi będzie śliska, jeśli będzie mokra. Przed użyciem upewnij się, że szkło i stopy są suche.
5. Ta waga nie jest wodoodporna. Nie wystawiaj jej na działanie wilgoci.
6. Czyść wagę lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj żadnych chemicznych ani ściernych środków czyszczących do czyszczenia wagi .
7. Jeżeli nie będziesz używać wagi przez dłuższy czas, wyjmij baterie.
8. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego .
9. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
10. Podczas pierwszego ważenia widoczna jest duża różnica w odczycie wagi .

Waga elektroniczna automatycznie się reguluje przy pierwszym użyciu lub po przeniesieniu.
Dane dotyczące ważenia obejmują wagę samego produktu, a dokładne dane można uzyskać poprzez ponowne ważenie.

11. Dlaczego dane dotyczące ważenia różnią się w zależności od podłoża?

Ze względu na bardzo czułe systemy czujników wag elektronicznych konieczne jest
Wagę należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni (na przykład na nierównej powierzchni, dywanie lub macie piankowej, gdyż może to powodować niedokładne odczyty ważenia).

12. Przyczyny niespójności danych dotyczących ważenia.

Niestabilna postawa: drżenie ciała itp. utrudnia zapisywanie danych podczas ważenia.

Zaleca się stać stabilnie na środku wagi elektronicznej.

Współczynnik terenu: Jeśli podstawa jest nierówna lub umieszczona na niestabilnej powierzchni, takiej jak dywan, podkładka piankowa itp., dane dotyczące ważenia będą nieprawidłowe.

Ważna informacja: Zaleca się stać stabilnie na środku wagi elektronicznej.

Specyfikacje

Materiał: tworzywo ABS + szkło hartowane

Maksymalne obciążenie: 180 kg

Bateria: 2 baterie AAA

Wsparcie: Bluetooth

Wyświetlacz LED: 75 x 31 mm

Wymiary produktu : 280 x 280 x 22 mm



PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

BALANCE

Pametna tehtnica



Uporabniški priročnik

prove

Sinhronizacija z enim klikom



Mobilne naprave



Prva uporaba

1. Vstavljanje baterij

Odprite vratca predalčka za baterije in vstavite baterije s pravilno orientacijo. polarnost.

2. Namestitev aplikacije

Skenirajte zgornjo QR kodo ali prenesite aplikacijo »FitGo« iz trgovine App Store ali Android Google Play.

3. Registracija

Vklopite Bluetooth na svoji mobilni napravi, zaženite aplikacijo »FitGo« in sledite njenim navodilom.

12 parametrov v 1 meritvi



Več uporabnikov

8 uporabnikov si deli en uporabniški račun na napravi.

Ciljna teža

Uporabniki si lahko sami določijo ciljno težo in prilagodijo svoj zdravstveni načrt .

Pozornost

1. Tehnice ne uporabljajte pri ljudeh s telesnimi vsadki, kot so srčni spodbujevalniki, umetni udi, kontracepcijske naprave ali kovinske ploščice ali vijaki.
To lahko povzroči okvaro naprave ali netočne rezultate. V primeru
Če ste v dvomih, se posvetujte z zdravnikom.
2. Zagotovite dober stik med bosimi nogami in kovinskimi elektrodami, sicer bo tehnica prikazovala le vašo težo.
3. Prepričajte se, da je tehnica na ravni, vodoravni in trdni površini. Izogibajte se preprogi ali mehkim površinam.
4. Površina tehnice bo spolzka, če je mokra. Pred uporabo se prepričajte, da sta steklo in vaša stopala suha.
5. Ta tehnica ni vodoodporna. Ne izpostavljajte je vlagi.
6. Tehnico očistite z rahlo vlažno krpo. Za čiščenje tehnice ne uporabljajte kemičnih/abrazivnih čistilnih sredstev .
7. Če tehnice dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.
8. Naprava je namenjena samo za domačo uporabo .
9. Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
10. Pri prvem tehtanju je velika razlika v odčitku teže .

Elektronska tehnica se samodejno prilagodi , ko jo prvič uporabite ali po premikanju.
Podatki o tehtanju vključujejo težo samega izdelka, natančne podatke pa je mogoče pridobiti s ponovnim tehtanjem.

11. Zakaj se podatki o tehtanju razlikujejo glede na podlago?

Zaradi zelo občutljivih senzorskih sistemov elektronskih tehtnic je potrebno
Tehnico postavite na ravno in trdno površino (na primer na neravno površino ali na preprogo oziroma penasto podlogo, saj bodo podatki o tehtanju netočni).

12. Razlogi za nedosledne podatke tehtanja.

Nestabilna drža: tresenje telesa itd. otežuje shranjevanje podatkov med tehtanjem.

Priporočljivo je, da stojite stabilno na sredini elektronske tehnice.

Faktor terena: Če je podlaga neravna ali postavljena na nestabilno površino, kot je preproga, penasta podloga itd., bodo podatki o tehtanju napačni.

Pomembna točka: Priporočljivo je, da stojite stabilno na sredini elektronske tehnice.

Specifikacije

Material: ABS plastika + kaljeno steklo

Največja nosilnost: 180 kg

Baterija: 2 x AAA bateriji

Podpora: Bluetooth

LED-zaslon: 75 x 31 mm

Dimenzije izdelka : 280 x 280 x 22 mm



PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

BALANCE

Pametna vaga



Korisnički priručnik

prove

Sinkronizacija jednim klikom



Mobilni uređaji



iOS 7.0



Android 4.3



Bluetooth 4.0

Prva upotreba

1. Umetanje baterija

Otvorite vratašca odjeljka za baterije i umetnite baterije s ispravnom orijentacijom. polaritet.

2. Instaliranje aplikacije

Skenirajte QR kod iznad ili preuzmite aplikaciju "FitGo" iz App Storea ili Android Google Play.

3. Registracija

Uključite Bluetooth na svom mobilnom uređaju, pokrenite aplikaciju „FitGo“ i slijediti njezine upute.

12 parametara u 1 mjeranju



Težina



BMI



Mast



Voda



Mišić



Kost



Bazalni metabolizam (BMR)



Stupanj pretilost



Visceralni mast



Proteini



Fizička dob



Težina bez masti

Više korisnika

8 korisnika dijeli jedan korisnički račun na uređaju.

Ciljana težina

Korisnici mogu postaviti vlastitu ciljanu težinu i prilagoditi vlastiti zdravstveni plan .

Pažnja

1. Ne koristite vagu na osobama s tjelesnim implantatima kao što su pacemakeri, umjetni udovi, kontracepcijski uređaji ili metalne pločice ili vijci.
To bi moglo uzrokovati kvar uređaja ili netočne rezultate. U slučaju
U slučaju sumnje, obratite se svom liječniku.
2. Osigurajte dobar kontakt između bosih stopala i metalnih elektroda, inače će vaga prikazivati samo vašu težinu.
3. Provjerite je li vaga na ravnoj, vodoravnoj i čvrstoj površini. Izbjegavajte tepih ili mekane površine.
4. Površina vage bit će skliska ako je mokra. Prije upotrebe provjerite jesu li staklo i vaša stopala suhi.
5. Ova vaga nije vodootporna. Ne izlažite je vlazi.
6. Očistite vagu lagano vlažnom krpom. Nemojte koristiti nikakva kemijska/abrazivna sredstva za čišćenje vage .
7. Ako vagu nećete koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije.
8. Uređaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu .
9. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
10. Postoji velika razlika u očitavanju težine prilikom prvog vaganja.

Elektronička vaga se automatski podešava prilikom prve upotrebe ili nakon premještanja. Podaci o vaganju uključuju težinu samog proizvoda, a točni podaci mogu se dobiti ponovnim vaganjem.

11. Zašto se podaci o vaganju razlikuju ovisno o podlozi?

Zbog vrlo osjetljivih senzorskih sustava elektroničkih vaga, potrebno je Vagu postavite na ravnu i čvrstu površinu (na primjer, na neravnu površinu ili na tepih ili pjenastu prostirku, jer će to uzrokovati netočne podatke o vaganju).

12. Razlozi za nedosljedne podatke vaganja.

Nestabilno držanje: drhtanje tijela itd. otežava pohranjivanje podataka tijekom vaganja.

Preporučuje se stajati stabilno na sredini elektroničke vage.

Faktor terena: Ako je baza neravna ili postavljena na nestabilnu površinu poput tepiha, pjenaste podloge itd., podaci o vaganju bit će netočni.

Važna napomena: Preporučuje se stajati stabilno na sredini elektroničke vage.

Tehnički podaci

Materijal: ABS plastika + kaljeno staklo

Maksimalna nosivost: 180 kg

Baterija: 2 x AAA baterije

Podrška: Bluetooth

LED zaslon: 75 x 31 mm

Dimenzije proizvoda : 280 x 280 x 22 mm



PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Prag 9

Češka Republika

www.sunnysoft.cz