

RENPHO

POUŽÍVATEL'S KÁ PRÍRUČKA



MORPHOSCAN BASE

Model: R-MS02

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

1. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo im neboli poskytnuté pokyny týkajúce sa používania spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
2. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
3. Váha je určená len na domáce použitie a nie na lekárske ani komerčné účely. Nemala by sa používať na diagnostikovanie chorôb, porúch alebo abnormálnych fyzických stavov.
4. Deti do 8 rokov alebo tehotné osoby, osoby s osteoporózou, kardiostimulátorom, umelými kĺbmi, prenosným EKG alebo inými kovovými implantátmi by mali váhu používať iba na váženie a pri vstupe na váhu by mali mať obuté topánky, aby sa predišlo úniku elektrického prúdu.
5. Všetky uvedené údaje o zložení tela slúžia len na informačné účely a nemali by sa používať ako náhrada za radu od licencovaného zdravotníckeho pracovníka.
6. Nepreťažujte váhu. (Maximálna nosnosť: 180 kg)
7. Pred každým použitím skontrolujte váhu, či nie je poškodená. Nepoužívajte poškodenú váhu, aby ste predišli nepresnosti alebo zraneniu.
8. V prípade akejkoľvek poruchy najskôr skontrolujte nabitie batérie. V prípade potreby batérie vymeňte.
9. Pre zaistenie presnosti používajte váhu na tvrdom, rovnom a suchom povrchu.
10. Aby ste predišli rušeniu alebo nebezpečenstvu, nepoužívajte váhu v prostredí v blízkosti zariadení so silnými elektromagnetickými poľami.
11. Aby ste predišli zraneniu, nestojte na okrajoch váhy, neskáčte na ňu ani po nej nestúpajte.
12. Váha je jemný a presný merací prístroj. Zaobchádzajte s ňou opatrne, aby sa nerozbila.
13. Váha nie je vodotesná. Uchovávajte ju suchú a nikdy ju neponárajte do vody. Na čistenie povrchu použite vlhkú handričku alebo čistič skla. Nepoužívajte mydlo ani chemické čistiace prostriedky.

14. Nevystavujte váhu priamemu slnečnému žiareniu ani ju nepoužívajte pri vysokých teplotách alebo extrémne vlhkých miestach. Váhu skladujte na chladnom a suchom mieste.
15. Nepokúšajte sa váhu z akéhokoľvek dôvodu rozoberať, pretože by to mohlo

spôsobiť poškodenie alebo zrušiť platnosť záruky.

O batérii


1. Nevystavujte váhu ani batériu nadmerným teplotám.
2. Vymeňte všetky batérie v sade naraz.
3. Rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie sa nesmú miešať.
4. Vybité batérie je potrebné vybrať z váhy a bezpečne zlikvidovať.
5. Ak sa váha bude dlhší čas skladovať nepoužívaná, mali by sa z nej vybrať batérie.
6. Nepoužívajte upravené alebo poškodené batérie.
7. Dávajte si pozor na riziko skratu pólov váhy napájanej z batérie alebo batérie kovovými predmetmi.
8. Táto váha obsahuje nenabíjateľné batérie, tieto batérie sa nesmú nabíjať.
9. Batérie vždy vkladajte správne podľa polaritu (+ a -) vyznačenej na batérii a stupnici.
10. Batérie nezohrievajte, neskratujte, nevybíjajte násilím, nezapuzdrujte ani neupravujte. Batérie nedeformujte ani nerozoberajte.
11. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
12. Nenabíjajte batérie.
13. Nezávarte ani nespájajte priamo na batérie.
14. Nevhadzujte batérie do ohňa.
15. Nedovoľte deťom vymieňať batérie bez dozoru dospelého osoby.
16. Nepoužité batérie skladujte v originálnom balení mimo dosahu kovových predmetov. Ak sú už rozbalené, nemiešajte ich ani ich nemiešajte.

USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY

ČO JE V KRABIČKE

Základňa MorphoScan x1
4x AAA batérie


O VAŠEJ ZÁKLADNI MORPHOSCAN



6. Rukoväť (Handle)

7. Priestor pre batérie (kryt) (Battery compartment cover)

8. Chrániče nôh (Foot protectors)



Ikony


Ikona	Popis
	Percento telesného tuku
	BMI
	Percento kostrového svalstva
	Index viscerálneho tuku
	Nízka
	Štandard
	Cez
	Bluetooth  Pripája sa Bluetooth.  Bluetooth je pripojený.
	Identifikácia používateľa
St Lb Kg	Jednotky Prepínané cez aplikáciu.
	Trend hmotnosti Každý stípec predstavuje deň a aktuálny deň je žltý.
Err	Preťaženie Maximálna nosnosť: 180 kg.
Lo	Slabá batéria Vymeňte batérie.



Nesprávne meranie
Postavte sa na váhu a znova zmerajte.

VLOŽENIE BATÉRIÍ

Pred použitím vložte do váhy dodané batérie. Batérie vždy vkladajte správne s ohľadom na polaritu (+ a -) vyznačenú na batérii a váhe.



INŠTALÁCIA APLIKÁCIE A PÁROVANIE

1. Stiahnite si aplikáciu RENPHO Health

Naskenujte QR kód nižšie alebo vyhľadajte „RENPHO Health“ v obchode App Store alebo Google Play a stiahnite si aplikáciu.
Systémové požiadavky: iOS 12.0 alebo novší, Android 7.0 alebo novší



Poznámka: Z dôvodu neustálych aktualizácií a vylepšení sa aplikácia „RENPHO Health“ môže mierne líšiť.

2. Prihlásenie / Registrácia

- a. Prihláste sa priamo s existujúcim účtom aplikácie RENPHO.
- b. Ak nemáte účet v aplikácii RENPHO, klepnite na „Zaregistrovať sa“ pomocou svoju e-mailovú adresu a vyplňte osobné údaje; tento krok je potrebné na presný výpočet vašich zdravotných údajov. Poznámka: Ak sa nechcete registrovať, môžete sa prihlásiť aj v režime host'a. Vaše údaje o meraniach sa však neuložia, ak sa prihlásite na inom zariadení.

3. Spárujte váhu



Pred párovaním povoľte bezdrôtové pripojenie na vašom smartfóne.

- a. Otvorte aplikáciu RENPHO Health, umiestnite váhu na tvrdý a rovný povrch a postavte sa na ňu bosými a suchými nohami.
- b. Klepnite na „+“ v pravom hornom rohu domovskej stránky a vyberte si zo zoznamu zariadení svoju váhu na meranie zloženia tela.
- c. Postupujte podľa pokynov v aplikácii a dokončite párovanie.




POUŽÍVANIE ZÁKLADNE MORPHOSCAN

* Pred prvým meraním si v aplikácii RENPHO Health vytvorte správny používateľský profil. Tým sa zabezpečí, že vaše merania budú presne zaznamenané a priradené k vášmu profilu.


1. Váhu umiestnite na rovný, tvrdý povrch a stúpte na elektródy váhy bosými, suchými nohami. Uistite sa, že medzi kolenami a stehnami je priestor.



2. Uchopte rukoväť palcami na palcových elektródach a ostatnými prstami na štvorprstových elektródach.



3. Zdvihnite a držte rukoväť v správnej výške s rukami prirodzene visiacimi, mierne pokrčenými a odtiahnutými od tela a brucha. Postavte sa vzpriamene, nehýbte sa a počkajte, kým sa na displeji váhy nezobrazia vaše konečné merania.



4. Po zmeraní opatrne vráťte rukoväť na váhu. Váha prenesie údaje do aplikácie. Otvorte aplikáciu a synchronizujte a zobrazte si podrobné merania, sledujte svoj pokrok a získajte prístup k ďalším funkciám a informáciám.

PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PORÚCH

1. Údaje o svojej hmotnosti, telesnom tuku a BMI si viem pozrieť na displeji váhy, ale moja rodina alebo priatelia to neurobili. Vaša rodina alebo priatelia musia vyplniť informácie o svojom profile vo vašej aplikácii pomocou funkcie „pridať člena“ alebo sa prihlásiť do aplikácie RENPHO Health pomocou vlastného účtu.

2. Váha nedokáže zistiť telesný tuk a/alebo iné údaje. a.

Uistite sa, že máte suché a bosé nohy.

b. Postavte sa na váhu a zostaňte nehybne približne 10 sekúnd, aby sa proces merania dokončil.

Ak to stále nie je možné, skúste si nanieť trochu hydratačného krému na chodidlá a znova zmerať, alebo požiadajte inú osobu, aby vyskúšala 2 vyššie uvedené kroky. Dávajte si pozor, aby ste sa na vážiacej plošine nepošmykli.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Názov produktu: Váha na zloženie tela

Model: R-MSC02

Maximálna nosnosť: 180 kg

Delenie: 0,2 lb / 0,05 kg

Rozmery: 11 x 12,1 x 1,4 palca / 280 x 308 x 35 mm

Batérie: 4 x 1,5 V AAA (súčasťou balenia)

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na váš nákup produktu RENPHO sa vzťahuje jednoročná obmedzená záruka výrobcu od dátumu dodania.

Záručné podmienky nájdete na adrese:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Poznámka: Registrácia produktu nie je pre záruku potrebná. Ak sa rozhodnete produkt nezaregistrovať, záruka na produkt tým nestratí platnosť.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, neváhajte nás kontaktovať. Tím zákazníckej podpory RENPHO zaručuje rýchlu reakciu a bezproblémové riešenia akýchkoľvek problémov, ktoré môžete mať v rámci podnikania. hodiny.



TEL: 1(844) 417-0149 (IBA USA)

Pondelok - piatok 9:00 - 16:30

1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (IBA AUSTRÁLIA)

Pondelok – piatok 9:00 – 18:00 (AEST)

+44(0)7434-666088 (IBA VB)

Pondelok - piatok 9:00 - 17:00 (GMT)

+49 40 23969285 (IBA DE)

Pondelok – piatok 9:00 – 18:00 (SEČ)

23388392 (IBA HK)



E-mail: support@renpho.com (USA a Kalifornia)

support-au@renpho.com (Austrália)

support-hk@renpho.com (HK)

support-eu@renpho.com (Spojené kráľovstvo a EÚ)

*V prípade chybných produktov alebo vrátenia tovaru nás prosím kontaktujte s číslom vašej objednávky v rámci stanovenej záručnej doby. NEVYHADZUJTE žiadne časti produktu, pretože môžu byť potrebné na kontrolu/opravu.

Súlád s predpismi FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Upozornenie: Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad s predpismi, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiový frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiové komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu v konkrétnej inštalácii nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky na inom obvode, ako je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika pre

rádio/televíziu. Súlad s predpismi ISSED

Toto zariadenie obsahuje vysielateľ(e)/prijímač(e) oslobodený(é) od licencie, ktoré sú v súlade s RSS oslobodenými od licencie od organizácie Innovation, Science and Economic Development Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

1: Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.

2: Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

L'émetteur/récepteur oslobodené od licencie obsahuje súčasné oblečenie, ktoré zodpovedá CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada aplikovateľné aux appareils radio vyňaté z licencie. Využitie je autorisée aux deux suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, my si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



1. Význam symbolu prečiarknutého kontajnera na kolieskach
Symbol prečiarknutého kontajnera na kolieskach znamená, že ste zo zákona povinní likvidovať tieto spotrebiče oddelene od netriedeného komunálneho odpadu, t. j. staré spotrebiče musia byť likvidované oddelene od domového odpadu. Batérie alebo nabíjateľné batérie, ktoré nie sú trvalo nainštalované, musia byť vopred vybraté a zlikvidované oddelene.
2. Možnosť vrátenia starých spotrebičov
Vlastníci elektroodpadu ho môžu vrátiť alebo vyzdvihnúť v rámci možností stanovených a dostupných verejnými orgánmi zodpovednými za nakladanie s odpadom na zabezpečenie jeho riadnej likvidácie.
3. Osobné údaje

Všetkým koncovým používateľom elektroodpadu pripomíname, že sú zodpovední za vymazanie osobných údajov z elektroodpadu určeného na likvidáciu.



1. Symbol prečiarknutého odpadkového koša na batériách alebo akumulátoroch označuje, že sa po skončení ich životnosti nesmú likvidovať v domovom odpade.
2. Zo zákona ste povinní po použití vrátiť staré batérie a akumulátory. Môžete tak urobiť bezplatne na zbernom mieste vo vašej oblasti. Adresy vhodných zberných miest získate od vášho mesta alebo miestneho úradu.
3. Batérie môžu obsahovať látky, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie. Separovaný zber a recyklácia starých batérií a akumulátorov má zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.
4. Prosím, pokiaľ je to možné, zabráňte vzniku odpadu zo starých batérií, napr. Zabráňte znečisťovaniu verejných priestranstiev tým, že nebudete neopatrne nechávať batérie alebo elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce batérie.



Spoločnosť Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ, smernicou 2011/65/EÚ, nariadením o rádiových zariadeniach z roku 2017, nariadením o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach z roku 2012 a ďalšími príslušnými ustanoveniami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Maximálny RF výkon: 2,97 dBm

Prevádzková frekvencia: 2402 MHz až 2480 MHz

RENPHO