




Elis 1C

Model: R-A033

Spoločnosť RENPHO sa zaviazala chrániť životné prostredie. Ak chcete znížiť spotrebu papiera, naskenujte QR kód alebo zadajte nasledujúcu URL adresu a stiahnite si plnú verziu elektronickej používateľskej príručky:



<https://renpho.com/pages/product-manual-body-fat-scale>

Ďakujeme, že ste si vybrali RENPHO Elis 1C. Táto váha vám ponúka podrobný prehľad o vašich 13 zdravotných ukazovateľoch, ktoré vám pomôžu dosiahnuť zdravší životný štýl. Prajeme vám príjemný zážitok a úspech na vašej ceste za zdravím a kondíciou!

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

1. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo im neboli poskytnuté pokyny týkajúce sa používania spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
2. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
3. Váha je určená len na domáce použitie a nie na lekárske ani komerčné účely. Nemala by sa používať na diagnostikovanie chorôb, porúch alebo abnormálnych fyzických stavov.
4. Deti do 8 rokov alebo tehotné osoby, osoby s osteoporózou, kardiostimulátorom, umelými kĺbmi, prenosným EKG alebo inými kovovými implantátmi by mali váhu používať iba na váženie a pri vstupe na váhu by mali mať obuté topánky, aby sa predišlo úniku elektrického prúdu.
5. Všetky uvedené údaje o zložení tela slúžia len na informačné účely a nemali by sa používať ako náhrada za radu od licencovaného zdravotníckeho pracovníka.
6. Nepreťažujte váhu. (Maximálna nosnosť: 200 kg)
7. Pred každým použitím skontrolujte váhu, či nie je poškodená. Nepoužívajte poškodenú váhu, aby ste predišli nepresnosti alebo zraneniu.
8. V prípade akejkoľvek poruchy najskôr skontrolujte nabitie batérie. V prípade potreby batérie vymeňte.
9. Pre zaistenie presnosti používajte váhu na tvrdom, rovnom a suchom povrchu.
10. Aby ste predišli rušeniu alebo nebezpečenstvu, nepoužívajte váhu v prostredí v blízkosti zariadení so silnými elektromagnetickými poľami.
11. Aby ste predišli zraneniu, nestojte na okrajoch váhy, neskáčte na ňu ani po nej nestúpajte.
12. Váha je jemný a presný merací prístroj. Zaobchádzajte s ňou opatrne, aby sa nerozbila.
13. Váha nie je vodotesná. Uchovávajte ju suchú a nikdy ju neponárajte do vody. Na čistenie povrchu použite vlhkú handričku alebo čistič skla.

Nepoužívajte mydlo ani chemické čistiace prostriedky.

14. Nevystavujte váhu priamemu slnečnému žiareniu ani ju nepoužívajte pri vysokých teplotách alebo extrémne vlhkých miestach. Váhu skladujte na chladnom a suchom mieste.
15. Nepokúšajte sa váhu z akéhokoľvek dôvodu rozoberať, pretože by to mohlo spôsobiť jej poškodenie alebo stratu platnosti záruky.

O batérii

1. Nevystavujte spotrebič ani batériu nadmerným teplotám.
2. Vymeňte všetky batérie v sade naraz.
3. Rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie sa nesmú miešať.
4. Vybité batérie sa musia zo zariadenia vybrať a bezpečne zlikvidovať.
5. Ak sa má spotrebič dlhší čas skladovať nepoužívaný, mali by sa z neho vybrať batérie.
6. Nepoužívajte upravené alebo poškodené batérie.
7. Dávajte si pozor na riziko skratu pólov spotrebiča napájaného z batérie alebo batérie kovovými predmetmi.
8. Tento spotrebič obsahuje nenabíjateľné batérie, tieto batérie sa nesmú nabíjať.
9. Batérie vždy vkladajte správne podľa polaritu (+ a -) vyznačenej na batérii a stupnici.
10. Batérie nezohrievajte, neskratujte, nevybíjajte násilím, nezapuzdrujte ani neupravujte. Batérie nedeformujte ani nerozoberajte.
11. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
12. Nenabíjajte batérie.
13. Nezvárajte ani nespájajte priamo na batérie.
14. Nevhadzujte batérie do ohňa.
15. Nedovoľte deťom vymieňať batérie bez dozoru dospeléj osoby.
16. Nepoužitú batériu skladujte v originálnom balení mimo dosahu kovových predmetov. Ak sú už rozbalené, nemiešajte ich ani ich nemiešajte.

USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY

ČO JE V KRABIČKE

Elis 1C x1

AAA Batéria x3

(predinštalovaná)

Používateľská príručka x1

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Názov produktu: Váha telesného tuku

Model: R-A033

Jednotka: lb / kg / st


Kapacita: 0,4 – 440 libier / 0,2 – 200 kg

Delenie: 0,2 libry / 0,05 kg

Rozmer: 280 x 280 x 25 mm / 11 x 11 x 1 palec

Batérie: 3 x 1,5 V AAA (súčasťou balenia)

O VAŠOM ELIS 1C



Ikony


	Kalibrácia Pred každým použitím kalibrujte váhu.
	Pretiažený Maximálna nosnosť: 200 kg.
	Slabá batéria Vymeňte batérie.

0000	Meranie telesného tuku
Bluetooth symbol	Pripojenie Bluetooth Bluetooth symbol Pripája sa Bluetooth. Bluetooth symbol Bluetooth je pripojený.
st lb kg	Jednotky Prepínané cez aplikáciu.

* Pre úsporu energie sa váha automaticky vypne po 10 sekundách nečinnosti.

PRED POUŽITÍM

Odstráňte izolačný pásik z pred vložením batérie počiatočné použitie.



INŠTALÁCIA APLIKÁCIE A PÁROVANIE

1. Stiahnite si aplikáciu Renpho Health

Naskenujte QR kód nižšie alebo vyhľadajte „Renpho Health“ v obchode App Store alebo Google Play a stiahnite si aplikáciu Renpho Health.



Poznámka: Z dôvodu neustálych aktualizácií a vylepšení sa aplikácia „Renpho Health“ môže mierne líšiť.

2. Spárujte váhu cez Bluetooth

Pred párovaním povoľte na smartfóne funkciu Bluetooth.


- Zariadenia so systémom iOS (verzia: 12.0 alebo novšia) vyžadujú povolenie na pripojenie k Bluetooth.
- Zariadenia so systémom Android (verzia: 7.0 alebo novšia) navyše vyžadujú povolenie na prístup k polohe.

Metóda 1

- a. Otvorte aplikáciu Renpho Health a bosými, suchými nohami si postavte na elektródy váhy.





- b. Keď sa v aplikácii zobrazí okno, klepnite na „Pripojiť“ pre spárovanie.



Metóda 2


- Otvorte aplikáciu Renpho Health a bosými, suchými nohami si postavte na elektródy váhy.
- Klepnite na „+“ v pravom hornom rohu stránky „Zariadenie“ a pripojte sa manuálne.
- Klepnite na ikonu váhy telesného tuku, keď sa zobrazí.



KALIBRÁCIA VAŠEHO ELIS 1C

Pred každým použitím kalibrujte váhu, aby ste zabezpečili presnosť.

1. Váhu umiestnite na rovný, tvrdý povrch. Neumiestňujte ju na koberec.
2. Postavte sa na váhu jednou nohou, aby ste ju aktivovali, a potom z nej zostúpte.
3. Na displeji sa zobrazí „CAL“ a potom „0,0“ alebo „0,00“, čo znamená, že kalibrácia je dokončená.




CAL → 000^{kg}

alebo

CAL → 000^{kg}


POUŽÍVANIE ELIS 1C

1. Uistite sa, že váha je umiestnená na rovnom, tvrdom povrchu.
2. Po kalibrácii váhy postúpte na elektródy váhy bosými, suchými nohami, nehýbte sa a počkajte, kým sa na displeji váhy nezobrazí konečné meranie.
3. Po meraní váha odošle údaje do aplikácie prostredníctvom Bluetooth. Otvorte aplikáciu a synchronizujte a zobrazte si podrobné merania, sledujte svoj pokrok a získajte prístup k ďalším funkciám a prehľadom.



VÝMENA BATÉRIÍ

Batérie vždy vkladajte správne podľa polaritu (+ a -) vyznačenej na batérii a stupnici.



Poznámka:

- Pred vložením batérie očistite kontakty batérie a tiež kontakty na váhe.
- Vždy vyberte správnu veľkosť a typ batérie, ktoré sú najvhodnejšie pre zamýšľané použitie. Nemiešajte nové a použité batérie ani batérie rôznych typov alebo značiek.
- Vymeňte všetky batérie v sade naraz.

PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PORÚCH

1. Váha nedokáže detekovať telesný tuk a/alebo iné

údaje. a. Uistite sa, že máte nohy suché a bosé.

b. Postavte sa a nehybte sa, kým sa na displeji váhy nezobrazí konečné meranie.

Ak stále nie je k dispozícii, skúste si nanieť hydratačný krém na chodidlá a znova zmerať, alebo požiadajte inú osobu, aby vyskúšala 2 vyššie uvedené kroky.

2. Zaregistroval(a) som si účet na webovej stránke RENPHO, ale nepodarilo sa mi ho použiť na prihlásenie do aplikácie Renpho Health.

Webová stránka RENPHO a aplikácia Renpho Health sú dva samostatné systémy. Vytvorte si účet pre aplikáciu Renpho Health.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na váš nákup produktu RENPHO sa vzťahuje jednoročná obmedzená záruka výrobcu od dátumu dodania.

Záručné podmienky nájdete na adrese:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Poznámka: Registrácia produktu nie je pre záruku potrebná.

Ak sa rozhodnete produkt nezaregistrovať, záruka na produkt tým nestratíte.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, neváhajte nás kontaktovať. Tím zákazníckej podpory RENPHO zaručuje rýchlu reakciu a bezproblémové riešenia akéhokoľvek problému, ktorý môžete mať v rámci pracovných hodín.



Tel.: +44(0)7434-666088 (IBA VB)

Pondelok - piatok 9:00 - 17:00 (GMT)



E-mail: support-eu@renpho.com (Spojené kráľovstvo a EÚ)

* V prípade chybných produktov alebo vrátenia tovaru nás prosím kontaktujte s číslom vašej objednávky v rámci stanovenej záručnej doby. NEVYHADZUJTE žiadne časti produktu, pretože môžu byť potrebné na kontrolu/opravu.

ZÁSADY SÚLADU S PRÁVNymi PREDPismi FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a

(2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Upozornenie: Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad s predpismi, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu v konkrétnej inštalácii nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, ako je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

Súlad s predpismi ISED

Toto zariadenie obsahuje vysielač(e)/prijímač(e) oslobodený od licencie, ktoré sú v súlade s RSS oslobodenými od licencie od organizácie Innovation, Science and Economic Development Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- 1: Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.
- 2: Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

L'émetteur/récepteur oslobodené od licencie obsahuje súčasné oblečenie, ktoré zodpovedá CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada aplikovateľné aux appareils radio vyňaté z licencie. Využitie je autorisée aux deux suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, my si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



1. Význam symbolu prečiarknutého kontajnera na kolieskach

Symbol prečiarknutého kontajnera na kolieskach znamená, že ste zo zákona povinní likvidovať tieto spotrebiče oddelene od netriedeného komunálneho odpadu, t. j. staré spotrebiče musia byť likvidované oddelene od domového odpadu. Batérie alebo nabíjateľné batérie, ktoré nie sú trvalo nainštalované, musia byť vopred vybraté a zlikvidované oddelene.

2. Možnosti vrátenia starých spotrebičov

Vlastníci elektroodpadu ho môžu vrátiť alebo vyzdvihnúť v rámci možností stanovených a dostupných verejnými orgánmi zodpovednými za nakladanie s odpadom na zabezpečenie jeho riadnej likvidácie.

3. Osobné údaje

Všetkým koncovým používateľom elektroodpadu pripomíname, že sú zodpovední za vymazanie osobných údajov z elektroodpadu určeného na likvidáciu.



1. Symbol prečiarknutého odpadkového koša na batériách alebo akumulátoroch označuje, že sa po skončení ich životnosti nesmú likvidovať v domovom odpade.
2. Zo zákona ste povinní po použití vrátiť staré batérie a akumulátory. Môžete tak urobiť bezplatne na zbernom mieste vo vašej oblasti. Adresy vhodných zberných miest získate od vášho mesta alebo miestneho úradu.
3. Batérie môžu obsahovať látky, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie. Separovaný zber a recyklácia starých batérií a akumulátorov má zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.
4. Prosím, pokiaľ je to možné, zabráňte vzniku odpadu zo starých batérií, napr. Zabráňte znečisťovaniu verejných priestranstiev tým, že nebudete neopatrne nechávať batérie alebo elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce batérie.



Spoločnosť Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou

2014/53/EÚ, smernica 2011/65/EÚ, predpisy o rádiových zariadeniach z roku 2017, predpisy o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach z roku 2012 a ďalšie relevantné ustanovenia. Úplné znenie vyhlásenia o zhode je možné získať na nasledujúcej internetovej adrese: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Maximálny RF výkon: 2,87 dBm

Prevádzková frekvencia: 2402 MHz až 2480 MHz

RENPHO